

Materac przeciwoleżynowy piankowy 200x90



Opis produktu:

Medyczny **materac piankowy 200×90 cm (dostępne grubości 12 cm lub 15 cm)** w pokrowcu zmywalnym Sanmed C460 to sprawdzony wyrób medyczny klasy I, przeznaczony do profilaktyki odleżynowej i codziennej pielęgnacji pacjentów. Wykonany z litego bloku atestowanej pianki poliuretanowej N2838, zapewnia stabilne, równomierne podparcie kręgosłupa i wysoce komfortowy wypoczynek. Wodoszczelny, paroprzepuszczalny i elastyczny pokrowiec medyczny **Sanmed C460** chroni wkład przed płynami ustrojowymi i pozwala na szybką dezynfekcję powierzchniową. Idealny wybór do opieki domowej, szpitalnej oraz placówek DPS i ZOL, w pełni kompatybilny z elektrycznymi łóżkami rehabilitacyjnymi.

12 lub 15 cm Wysokość do wyboru Pianka N2838
Gładki blok pianki Sanmed C460 Zmywalny
pokrowiec 8% VAT Wyrób medyczny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MEDYCZNY MATERAC PIANKOWY Z GŁADKIM WKŁADEM

Materac przeciwoleżynowy piankowy Sanmed C460 (12 cm / 15 cm)

**Równomierne podparcie, wysoka higiena i niezawodny
pokrowiec zmywalny**

Gładki medyczny materac piankowy (dostępny w wariantach grubości 12 cm oraz 15 cm) to klasyczne i niezawodne rozwiązanie dedykowane do opieki nad osobami długotrwale unieruchomionymi. Wykonany z litego bloku wysokiej jakości pianki poliuretanowej N2838, zapewnia właściwe dopasowanie do anatomicznych kształtów ciała pacjenta, gwarantując komfortowy i bezpieczny sen.

Materac wyposażony jest w profesjonalny, wodoodporny i paroprzepuszczalny pokrowiec Sanmed C460, który stanowi skuteczną barierę dla płynów ustrojowych. Możliwość szybkiej dezynfekcji powierzchniowej czyni go idealnym wyborem przy opiece nad pacjentami z problemem nietrzymania moczu.

200×90 cm Wymiar leża 12 / 15 cm Wysokość do wyboru N2838 Gęstość pianki Sanmed C460
Pokrowiec zmywalny

Najważniejsze zalety gładkiego materaca piankowego Sanmed

Atestowany litą wkład z pianki N2838: gęstość ok. 28 kg/m³ zapobiega wygniataniu, odkształceniom i utracie sprężystości w trakcie wielomiesięcznej eksploatacji.

Wodoodporna i paroprzepuszczalna powłoka Sanmed C460: całkowita ochrona pianki przed moczem, krwią i płynami ustrojowymi przy jednoczesnym odprowadzaniu pary wodnej ze skóry pacjenta.

Ochrona mikrobiologiczna i antyalergiczna: zastosowane materiały zapobiegają rozwojowi roztoczy, grzybów i bakterii we wnętrzu materaca.

Szybka dezynfekcja bez zdejmowania: zmywalna powierzchnia pozwala opiekunowi na błyskawiczne odkażenie materaca płynem dezynfekcyjnym.

Stabilność, wygoda i elastyczność w codziennej pielęgnacji

Model z gładkim wkładem piankowym to sprawdzony standard, ceniony za trwałość ramy podparcia oraz bezproblemową współpracę z łózkami z elektryczną regulacją sekcji.

Wariant 12 cm vs 15 cm

Grubość 12 cm stanowi ekonomiczny standard opiekunów. Wyższa wersja 15 cm oferuje jeszcze lepszą izolację od ramy łóżka i jest szczególnie polecana dla osób o wyższej wadze.

Praca na łóżkach regulowanych

Optymalna elastyczność pianki N2838 sprawia, że materac gładko układa się na leżu podczas podnoszenia sekcji pleców lub nóg za pomocą pilota.

Pojemny zamek suwakowy

Wszyty zamek błyskawiczny w kształcie litery „L” ułatwia zdejmowanie pokrowca w razie potrzeby jego dokładnego wyczyszczenia lub dezynfekcji termicznej.

Tkanina Sanmed C460 - Najwyższy standard higieniczny

Paroprzepuszczalna struktura: Pory poliuretanowe zapobiegają poceniu się pacjenta i powstawaniu odparzeń, skutecznie odprowadzając wilgoć na zewnątrz.

Listwa osłonowa zamka: Kłapa osłaniająca zamek chroni suwak przed podsiąkaniem cieczy do wkładu piankowego.

Odporność dezynfekcyjna: Tkanina jest przystosowana do przecierania roztworami alkoholu etylowego 70% oraz profesjonalnymi preparatami odkażającymi (m.in. Terralin, Sekusept).

Specyfikacja i dane techniczne materaca

Parametr strukturalny	Wartość / Specyfikacja techniczna
Wymiary użytkowe leża (Długość x Szerokość)	200 x 90 cm
Wysokość całkowita materaca (Opcje do wyboru)	12,0 cm lub 15,0 cm
Gatunek i typ pianki poliuretanowej	N2838 (Atestowana gęstość ok. 28 kg/m ³)
Struktura wkładu piankowego	Gładki, jednolity blok pianki bez nacięć
Typ pokrowca ochronnego	Sanmed C460 (zmywalny, wodoodporny, paroprzepuszczalny)
Sposób zapinania pokrowca	Zamek błyskawiczny w kształcie litery „L” z klapą zabezpieczającą

Konserwacja i dezynfekcja pokrowca	Przetarcie powierzchniowe płynami odkażającymi lub pranie do 65°C
Klasyfikacja i stawka VAT	Certyfikowany wyrób medyczny - Stawka VAT 8%

Wskazówki eksploatacyjne i konserwacyjne

ZALECENIE DEZYNEFKCYJNE: Pokrowiec Sanmed C460 należy czyścić preparatami bezalkoholowymi lub środkami na bazie alkoholu etylowego do 70%. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy stosować preparatów zawierających aldehydy, które mogą uszkodzić ciągłość powłoki poliuretanowej!

* Produkt spełnia normy higieniczne i mikrobiologiczne stawiane wyrobom medycznym wielorazowego użytku w opiece szpitalnej i stacjonarnej.

Informacje:

Model:

Elbur - materac Sanmed: 15 cm, 12 cm