



Aparat do terapii radialną falą uderzeniową Intelect RPW2 Chattanooga - OUTLET

Opis produktu:

Nowa generacja aparatu do terapii **radialną falą uderzeniową**. Unikatowa automatyczna regulacja ciśnienia stworzona z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu


Ważna informacja

Głowica **HF V-ACTOR®** do aparatów do terapii falami uderzeniowymi **nie jest dołączona do aparatu** i należy ją dokupić osobno. Zobacz głowicę.

Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do terapii radialną falą uderzeniową Intellect RPW2 Chattanooga

Generacja 2020 to dzięki 10-letniemu doświadczeniu oraz 10000 sprzedanych urządzeń RPW na całym świecie, firma Chattanooga® zaimplementowała szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych w urządzeniu nowej generacji do terapii radialną falą uderzeniową.

INTELECT® RPW2 łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, wygodę pacjenta oraz łatwość użytkowania, co sprawia, że jest ono jednym z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku.

Terapia radialną falą uderzeniową

Terapia wykorzystuje fale dźwiękowe co cechuje ją wysoką efektywnością, neutralizuje pomarańczową skórę oraz poprawia rzeźbę ciała. Jej efekty to m.in. większa elastyczność i jędrność skóry. Poprawieniu ulegają również krążenie krwi i limfy, co zwiększa napięcie skóry oraz wyszczupla strefy ciała objęte leczeniem.

Bardzo niska bolesność to zaleta możliwości dostosowania ciśnienia, co dodatkowo sprawia, że powłoki skórne pozostają nienaruszone. Należy pamiętać o zapewnieniu stałego poziomu energii emitowanych fal, a można to zrobić nakładając specjalny żel do USG na skórę.

Wskazania i zastosowanie kliniczne

Główne wskazania

- Zapalenie ścięgna Achillesa
- Choroby przyczepów ścięgien
- Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
- Ból w schorzeniach ortopedycznych
- Zapalenie powięzi podeszwy
- Wibracyjny masaż impulsowy

Szerokie zastosowanie w terapii

- Akupunktura falą uderzeniową
- Terapia antycellulitowa (I-III stopnia)
- Napinanie tkanki łącznej
- Usuwanie nagromadzeń limfy
- Rzeźbienie ciała
- Masaż zdrowotny
- Pobudzanie tkanki mięśniowej

Regulacja napięcia mięśniowego

Masaż leczniczy i drenaż

Leczenie entezopatii

Rehabilitacja kręgosłupa

Terapia wibracyjna

Metabolizm: Pobudza przemianę materii oraz przyspiesza wydalanie jej produktów ubocznych.

Stymulacja: Napina tkankę mięśniową poprzez jej intensywne pobudzanie.

Estetyka: Ujędrnia skórę, przywracając jej naturalny, młody wygląd.

Relaksacja: Zapewnia skuteczne leczenie połączone z głębokim odprężeniem pacjenta.

Cechy charakterystyczne

NOWA GŁOWICA RSWT FALCON®

Umożliwiająca stosowanie niższego ciśnienia, co pozwala na rozszerzone wykorzystywanie urządzenia w połączeniu z różnymi aplikatorami.

HF V-ACTOR®

Częstotliwość wibracji aż do 50Hz dla terapii wibracyjnej, rozluźnianie mięśni.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Wszystko, czego potrzebujesz w zasięgu ręki; głowica, aplikatory, półka, butelka z żelem, uchwyty na kable, miękka torba.

SUGEROWANA BIBLIOTEKA PROTOKOŁÓW: Dostępna za pośrednictwem jednego kliknięcia; obrazy leczenia, biblioteka anatomiczna, patologie oraz wskazówki dotyczące leczenia.

KOLOROWY EKRAN: Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" o wysokiej rozdzielczości, gwarantujący znakomity obraz.

TRYB KOMFORTU: Unikatowa automatyczna regulacja ciśnienia stworzona z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu.

SZEROKA OFERTA APLIKATORÓW: Dostępne 17 różnych aplikatorów przeznaczonych do leczenia entezopatii, tendinopatii, punktów spustowych, kręgosłupa oraz powięzi.

NIEWIELKIE WYMIARY: Smukła konstrukcja Intellect RPW2 nie wymaga dużo miejsca wymiary 41 x 42 x 110 cm.

ROZSZERZONY ZAKRES CIŚNIENIA: Głowica Falcon pozwala na stosowanie rozszerzonego zakresu ciśnienia od 0,3 do 5 barów, co zapewnia pacjentowi o wiele większy komfort i umożliwia terapię powięziową oraz rehabilitację kręgosłupa (ZWRÓĆ UWAGĘ: PERI-V-ACTOR® oraz SPINE-V-ACTOR® mogą pracować z max. Ciśnieniem wynoszącym 3 bary).

Aplikatory INTELECT RPW2

Oferta standardowych aplikatorów do **terapii radialną falą uderzeniową (RPW)**. Każdy aplikator charakteryzuje się unikalnym kształtem oraz materiałem, aby mógł wygenerować własny strumień energii o określonej gęstości i profilu fali. Opcjonalna głowica **HF V-ACTOR®** umożliwia stosowanie wibracji mechanicznych w **masażu wibracyjnym**.

W zestawie z urządzeniem są standardowo 2 aplikatory: Ro40, D20-S

Ro40

Kategoria: Punkty spustowe / zapalenie ścięgien

Aplikator strumienia energii 15 mm z wklęsłą powierzchnią kontaktową, najlepszy do terapii stref bólu w pobliżu powierzchni skóry

Głębokość penetracji: 0-35 mm

Poziom gęstości: średni

D20-S

Kategoria: Terapia mięśniowo-powięziowa

Standardowy oscylator, aplikator 20 mm przeznaczony do leczenia mięśni oraz tkanki łącznej

Głębokość penetracji: 0-50 mm

Poziom Gęstości: średni

Akcesoria standardowe

Nr elementu	Opis
18080	Głowica FALCON® , zawiera 2 naboje, 2 rurki przewodnice, 1 szczoteczkę do czyszczenia, 1 klucz płaski, 1 klucz imbusowy
28178	Aplikator Ro40
29724	Aplikator D20-S czarny
15-1140	Klucz USB
13-28660	Instrukcja szybkiego startu, dostępna w wielu językach
22652	Zasobnik na aplikator
22651	Uchwyt na butelkę z żelem
4248	1 butelka żelu 250ml
1 przewód zasilający z wtyczką w standardzie europejskim dla 2174KIT, 1 przewód zasilający z wtyczką w standardzie północnoamerykańskim dla 2173KIT, przewód zasilający w standardzie japońskim dla 2175KIT	

Akcesoria opcjonalne

Nr elementu	Opis
18080	Głowica FALCON® , zawiera 2 naboje, 2 rurki prowadnice, 1 szczoteczkę do czyszczenia, 1 klucz płaski, 1 klucz imbusowy
29104	Zestaw naprawczy, krótki, zawiera 2 naboje, 2 rurki prowadzące (krótkie), 2 zestawy okrągłych uszczeltek, 1 prowadnica do uszczeltek
29104	Aplikator A6 czarny
29802	Aplikator T10 czarny
29729	Aplikator C15 czarny
29728	Aplikator DI16 czarny
29726	Aplikator F15 czarny
29724	Aplikator D20-S czarny
29725	Aplikator D35-S czarny
28736	Aplikator D20-T czarny
28178	Aplikator Ro40 czerwony
18638	Aplikator R15 czarny
29539	Aplikator ATLAS RPW
19365	Głowica HF V-ACTOR®, zestaw zawiera aplikator V-ACTOR®, V25 oraz V40
29742	Aplikator V-ACTOR V10
28740	Aplikator V-ACTOR V25
28741	Aplikator V-ACTOR V40
31800	Zestaw 9 aplikatorów: (A6, T10, C15, DI15, F15, D20-S, D35-S, D20-T, Ro40)
28945	Zestaw 4 aplikatorów powięziowych PERI-ACTOR®
28946	Zestaw 3 aplikatorów SPINE-ACTOR®
82-0274	Torba Intelect RPW 2
22651	Uchwyt na butelkę z żelem
22652	Zasobnik na aplikatory
4248	24 butelki żelu transmisyjnego 250ml
14820	Przewód zasilający Europa
14679	Przewód zasilający Ameryka Północna

14821	Przewód zasilający Japonia
14814	Przewód zasilający Szwajcaria
14819	Przewód zasilający Australia
14815	Przewód zasilający Wielka Brytania
14816	Przewód zasilający Indie
14817	Przewód zasilający Izrael
14818	Przewód zasilający Dania
82-0274	Torba Intelect RPW 2

Informacja o gwarancji

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją, głowica RSWT 24 miesiące lub 2 miliony impulsów, głowica HF V-actor 24 miesiące lub 1 milion impulsów. **Gwarancja nie dotyczy elementów eksploatacyjnych: aplikatorów, nabojów, oringów.**

Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa

Model: