

Paski do badania ketonów z krwi (10 szt.)



Opis produktu:

Paski do badania ketonów z krwi FORA 6 β -Ketone Test Strip to jednorazowy wyrób do diagnostyki in vitro, przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia β -ketonu w próbce krwi kapilarnej z opuszka palca.

- **Kompatybilność** – wyrób współpracuje z dedykowanymi analizatorami wielofunkcyjnymi serii FORA 6.
- **Monitorowanie parametrów metabolicznych** – paski umożliwiają bezpośrednią kontrolę stanu pacjenta, m.in. w przebiegu cukrzycy lub podczas stosowania interwencji żywieniowych.
- **Indywidualne opakowanie** – każdy pasek zabezpieczono osobną folią, co chroni pole reakcyjne przed wilgocią i zanieczyszczeniami w warunkach gabinetowych oraz ambulatoryjnych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Paski do badania ketonów z krwi (10 szt.)

FORA 6 β -Ketone Test Strip to jednorazowe paski testowe przeznaczone do ilościowego oznaczania poziomu ciał ketonowych, w tym β -ketonu, we krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca. Pomiar wykonywany jest przy użyciu kompatybilnego analizatora z serii FORA 6.

Badanie odzwierciedla aktualne stężenie ketonów krążących we krwi, co umożliwia ocenę stanu ketozy oraz reakcji organizmu na dietę, post, wysiłek fizyczny lub zmiany metaboliczne. Paski znajdują zastosowanie zarówno w samokontroli domowej, jak i w placówkach wykonujących badania parametrów metabolicznych.

Najważniejsze cechy

Indywidualne opakowanie ochronne

Każdy pasek testowy jest pakowany pojedynczo w folię. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę pola

testowego przed wpływem wilgoci oraz zanieczyszczeń z otoczenia przed wykonaniem badania.

Pomiar z krwi kapilarnej

Oznaczenie stężenia β -ketonu następuje na podstawie próbki krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca. Pomiar bezpośrednio z krwi odzwierciedla bieżący stan ciał ketonowych krążących w ustroju.

Wyrób jednorazowego użytku

Paski testowe są wyrobem przeznaczonym do jednorazowego zastosowania. Konstrukcja z wyodrębnionym polem testowym umożliwia naniesienie próbki krwi do pojedynczego pomiaru.

Zastosowanie

- Samokontrola domowa, stosowanie w podróży oraz podczas treningów
- Pomiary parametrów metabolicznych w placówkach medycznych i diagnostycznych
- Kontrola stanu ketozy podczas stosowania diety ketogenicznej lub niskowęglowodanowej (low carb)
- Ocena reakcji organizmu na post przerywany (IF) oraz kontrola metabolizmu tłuszczów w trakcie redukcji masy ciała
- Kontrola stężenia ciał ketonowych ze względów zdrowotnych, w tym u osób z cukrzycą typu 1

Zawartość zestawu

- Paski testowe FORA 6 β -Ketone Test Strip – 10 szt.
- Opakowanie foliowe – 1 szt.
- Ulotka informacyjna – 1 szt.

Dane techniczne

Badana substancja	ciała ketonowe (w tym β -keton)
Rodzaj badanej próbki	krew kapilarna z opuszka palca
Jednostka prezentacji wyniku	mmol/L (na ekranie analizatora FORA 6)
Liczba pasków w opakowaniu	10 szt.
Rodzaj wyrobu	wyrób do diagnostyki in vitro (IVD)
Znak zgodności	CE 0123
Numer katalogowy (PZN)	17665386
Kod EAN	7640143653737

Informacje:

Model: