



Urządzenie Pressure BioFeedback Stabilizer PBF

Opis produktu:

Przenośne **urządzenie do kontroli precyzji** wykonywanych ćwiczeń z wykorzystaniem **biofeedbacku**.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe urządzenia do trakcji kręgosłupa w naszej ofercie

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pressure BioFeedback STABILIZER™ to proste urządzenie działające w oparciu o zmiany ciśnienia w mankiecie napełnionym powietrzem.

Pressure Bio-Feedback Stabilizer składa się z manometru analogowego z gruszką pompującą oraz mankietu ciśnieniowego. Mechanizm działania urządzenia polega na analizie zmian ciśnienia w napompowanym mankiecie pod wpływem zmian nacisku **kręgosłupa**. Urządzenie umieszcza się w przestrzeni pomiędzy wybraną częścią ciała a podłożem. Dzięki specyficznej budowie i właściwościom **Pressure Bio-Feedback Stabilizer** pomaga w **diagnozowaniu** oraz **leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa** oraz umożliwia ocenę aktywności mięśnia poprzecznego brzucha i jego zdolności do skurczu. Pozwala także na ewaluację skuteczności procesu terapeutycznego oraz znajduje zastosowanie w **ćwiczeniach stabilizacyjnych**. **Pressure Bio-Feedback Stabilizer** umożliwia także **trening** z wykorzystaniem odpowiedzi zwrotnej **-biofeedbacku**. **Kontrola biofeedback** to niewątpliwý atut, który doceniło już wielu naszych zadowolonych klientów.

Zastosowanie Pressure Bio-Feedback Stabilizer™

- reedukacja mięśni brzucha,
- monitorowanie stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego,
- ochrona i stabilizacja stawów w czasie wykonywania ćwiczeń,
- zapobieganie bólowi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym a także leczenie bólu kręgosłupa w tych odcinkach,
- wsparcie dla domowych programów ćwiczeniowych.

Biofeedback ciśnieniowy uzyskany dzięki **Bio-Feedback Stabilizer™** umożliwia badanie,

reedukację i kontrolowanie mięśni okolicy lędźwiowo-miednicznej.

Parametry techniczne:

- pomiar ciśnienia: 0-200 mmHg (analogowy)
- dokładność pomiaru: +/- 3 mmHg
- wymiary: 100x100x190 mm
- ciężar: 600 g

W zestawie:

- manometr analogowy z gruszką pompującą
- mankiet ciśnieniowy
- instrukcja obsługi

Gwarancja: 3 miesiące

Informacje:**Opcje produktu:**