

Przenośny podgrzewacz z kółkami do okładów ciepłych HydroCollator

Opis produktu:

Te wytrzymałe zbiorniki na wodę ze stali nierdzewnej mieszczą Hydrocollator Moist **Heat HotPacs**. Urządzenia te są termostatycznie kontrolowane w celu zapewnienia **idealnej temperatury HotPacs**. Hydrocollator pozostaje zatem wzorcem dla innych urządzeń grzewczych.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośny podgrzewacz z kółkami do okładów ciepłych HydroCollator

Hydrocollator jest wiodącym rozwiązaniem na rynku urządzeń grzewczych. Urządzenie firmy Chattanooga służy do podgrzewania okładów ciepłych w kąpieli wodnej. Dzięki termostatowi temperatura wody wewnątrz urządzenia utrzymywana jest na stałym poziomie - podgrzewając okłady do temperatury ok. +70 °C. Z myślą o ułatwieniu codziennej pracy terapeuty Hydrocollator został wyposażony w specjalny stelaż do zawieszania okładów HotPacs.

Zastosowanie ciepłolecznictwa:

- choroby związane z narządami ruchu, m.in.: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, stłuczenia, stany pourazowe i pooperacyjne, które stanowią wskazania do zastosowania ciepła,
- choroby skórne (trądzik, czyraczność),
- choroby układu oddechowego (zapalenie ucha środkowego, przewlekłe nieżyty oskrzeli, gardła i zatok),
- choroby układu nerwowego (rwa kulszowa, przykurcze mięśniowostawowe, nerwobóle,

- porażenie nerwu twarzowego),
- choroby związane ze spowolnieniem przemiany materii,
- choroby układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego),
- choroby układu pokarmowego (stany kurczowe jelita grubego, nieżyt żołądka, przewlekłe zapalenie jelit).

Cechy charakterystyczne:

- izolacja wykonana z włókna szklanego zapobiega utracie ciepła,
- niezawodna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- łatwe do napełnienia wodą (nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- stała temperatura okładów HotPacs,
- urządzenia w wersji mobilnej są wyposażone w gumowe, obrotowe kółeczka o szerokości 8 cm zapobiegające tarciom podczas ruchu.

Model:	M-2	M-4	SS-2
Pojemność [l]:	69	136	49
Temperatura [°C]:	82-85	82-85	82-85
Dokładność [%]:	10	10	10
Czas nagrzewania (do +70°C) [h]:	8	8	4
Czas chłodzenia urządzenia [h]:	3	4	4
Instalacja z włókna szklanego:			
Wymiary (wys. x szer. gł.) [cm]:	84 x 67 x 40	84 x 89 x 51	84 x 53 x 41
Waga [kg]:	39	60	30

Informacje:

Model:

Hydrocollator: Hydrocollator SS-2, Hydrocollator M-2, Hydrocollator M-4