

Adapter do aplikatorów Viofor do magnetostymulacji

Opis produktu:

Adapter (rozdzielacz) służy do łączenia wybranych aplikatorów do magnetostymulacji. Zapewnia poprawną aplikację pola magnetycznego jednocześnie z dwóch aplikatorów, z zachowaniem wybranych parametrów zabiegu dla każdego aplikatora.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Adapter rozdzielający aplikatory umożliwia zastosowanie **dwóch aplikatorów jednocześnie** u jednego bądź dwóch pacjentów w tym samym czasie, bez utraty pożądanych parametrów dla każdego z aplikatorów.

Użycie rozdzielaczy nieoryginalnych powoduje niekorzystną zmianę parametrów zabiegu.

Informacje:

Model: