

Sterownik do magnetostymulacji Viofor JPS Classic



Opis produktu:

Sterownik do magnetostymulacji wyposażony w trzy programy pracy i **kilkanaście stopni intensywności** aplikacji pola. Współpracuje ze wszystkimi aplikatorami do **magnetostymulacji**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sterownik Viofor JPS Classic

Sterownik Viofor JPS System Classic jest wyrobem medycznym przeznaczonym do zabiegów impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji, w celu leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób oraz rehabilitacji.

Jest to sterownik przeznaczony zarówno do profesjonalnego zastosowania jak również do użytku domowego.

Działanie

Viofor JPS System Classic realizuje terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości (magnetostymulacja). Zmienne pole magnetyczne powoduje w organizmie zmiany zbliżone do tych, jakie powstają podczas aktywności fizycznej (wysiłku fizycznego, aktywności ruchowej), czyli wspomagające procesy odnowy biologicznej.

Magnetostymulacja wzbudza w organizmie siły elektromotoryczne tak dobrane, aby zdolne były utrzymywać w nim stan homeostazy, a w przypadku jej zakłócenia przyspieszyć powrót do normy.

Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji to działanie: analgetyczne, regeneracyjne, restytucyjne, przeciwzapalne, antyspastyczne, wazodilatacyjne, angiogenetyczne, stabilizujące błony komórkowe, relaksacyjne.

Magnetostymulacja

Wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji.

Dla profesjonalistów

Viofor JPS Classic przeznaczony jest dla profesjonalistów do stosowania w placówkach medycznych.

Do domu

Viofor JPS Classic może być również stosowany przez osoby indywidualne w warunkach domowych.

Ustawienia

Sterownik Classic daje duże możliwości programowania parametrów aplikacji. Możliwe jest ustawienie programu, sposobu aplikacji, czasu zabiegu i intensywności terapii.

Aplikatory

Maksymalnie uprościliśmy interfejs, aby ułatwić prowadzenie zabiegów nawet osobom indywidualnych w warunkach medycznych. Obsługa jest intuicyjna.

Ergonomiczny

Sterownik Classic współpracuje z dużą liczbą aplikatorów – nie tylko płaskich, ale również punktowych i pierścieniami, co pozwala na lepsze dopasowanie zabiegu.

Sterownik można kupić w gotowych zestawach

Zestaw Classic Basic 3S

Mata 3S

Aplikator do zabiegów na całe ciało - wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Poduszka 1S

Aplikator do zastosowania lokalnego samodzielnie lub z matą - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Elipsa MS

Aplikator do miejscowego zastosowania na małe powierzchnie.

Zobacz produkt

Zestaw Classic Complex 3S

Mata 3S

Aplikator do zabiegów na całe ciało - wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Poduszka 1S

Aplikator do zastosowania lokalnego samodzielnie lub z matą - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Elipsa MS

Aplikator do miejscowego zastosowania na małe powierzchnie.

Zobacz produkt Pierścień R400

Aplikator lokalny do zabiegów na kończyny, w obszarze głowy lub kręgosłupa szyjnego.

Zobacz produkt

Zestaw Classic Pro

Aplikator kliniczny

Aplikator leżanka i aplikator pierścieniowy - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt

Informacje:

Waga: 2.5 kg
Tryby pracy: Ciągły
Typ urządzenia: Sterownik do magnetostymulacji
Typ urządzenia: mikroprocesorowy
Zakres częstotliwości: Brak danych
Liczba kanałów: 3
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: Brak danych
Zapis własnych programów: Tak
Wymiary: 32 cm x 27 cm x 17.5 cm
Dopuszczalna temperatura: od +10 do +40°C
Dopuszczalna wilgotność pracy: max 80%
Gniazda: trzy gniazda typu „duży jack”
Klasa ochronności: II
Maksymalna indukcja: Do 10 mT
Napięcie wyjściowe na gnieździe sterownika:
napięcie stałe max. 25 V („duży jack”)
Pobór mocy: Poniżej 8 VA
Pobór mocy: Poniżej 15 VA
Rodzaj ochrony: IP 40 (niezabezpieczony przed wodą)
Wyposażenie: adapter (rozdzielacz)
Wyposażenie: pilot zdalnego sterowania
Zasilanie: 230V/115V $\pm 10\%$; 50 Hz/60Hz

Model:

Zestawy Viofor: -, Classic Basic 3S, Classic Complex 3S, Classic Pro