

Sterownik do magnetostymulacji Viofor JPS Clinic



Opis produktu:

Nowoczesny sterownik do magnetostymulacji z funkcją ledoterapii i magnetoterapii. Kompatybilny ze wszystkimi aplikatorami do magnetostymulacji, posiada dedykowane aplikatory do zabiegów ledoterapii i magnetoterapii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sterownik Viofor JPS Clinic

Za pomocą sterownika **Viofor JPS Clinic** terapeuta może przeprowadzić zabiegi:

1. Magnetostymulacji:

- wykorzystując trzy programy P1, P2, P3
- trzy możliwości aplikacji M1, M2, M3
- czas aplikacji jest zaprogramowany fabrycznie 8min/10min/12min
- wbudowany mnożnik czasu trwania aplikacji
- do wyboru trzynastie stopni intensywności aplikacji (0,5-12)
- gotowe zestawy parametrów aplikacji dla wygody użytkownika
- współpracuje ze wszystkimi aplikatorami do magnetostymulacji

2. Magnetostymulacji z ledoterapią:

- posiada wszystkie parametry magnetostymulacji
- regulacja parametrów energii światła w ramach regulacji intensywności
- współpracuje z aplikatorami magnetyczno-światłymi: czerwony-R, podczerwony-IR oraz mieszany-RIR

3. Magnetoterapii:

- sinusoidalny, prostokątny i trójkątny kształt przebiegów
- regulacja częstotliwości - skokowa od 5-40 Hz co 5 Hz
- regulacja czasu - skokowa 10-30 min co 5 min

- trzynaście dostępnych stopni intensywności aplikacji (0,5-12)
- kompatybilny z dwuczęściowym aplikatorem płaskim do magnetoterapii

Funkcje sterownika:

- sterowanie za pomocą pilota (podczerwień)
- programowanie i zapamiętywanie parametrów aplikacji przez sterownik
- praca w trybie placebo
- licznik przeprowadzonych zabiegów
- tryb oszczędzania energii - „stand-by”

Wyposażenie sterownika:

- graficzny ciekłokrystaliczny ekran z komunikacją z użytkownikiem za pomocą menu
- dwa gniazda do aplikatorów do magnetostymulacji
- jedno gniazdo do eliptycznych aplikatorów magnetyczno-światlnych
- system różnicowania aplikatorów
- przełącznik napięć zasilania 230/115 V

Sterownik można kupić w gotowych zestawach**Zestaw Clinic Lite**

Elipsa LED R+IR

Magnetoledoterapia synchroniczna z wykorzystaniem promieniowania czerwonego i podczerwonego.

Zobacz produkt Pierścień R400

Aplikator lokalny do zabiegów na kończyny, w obszarze głowy lub kręgosłupa szyjnego.

Zobacz produkt

Zestaw Clinic Basic 3S

Elipsa LED R+IR

Magnetoledoterapia synchroniczna z wykorzystaniem promieniowania czerwonego i podczerwonego.

Zobacz produkt Mata 3S

Aplikator do zabiegów na całe ciało - wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Poduszka 1S

Aplikator do zastosowania lokalnego samodzielnie lub z matą - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt

Zestaw Clinic Basic+ 3S

Panel LED 280 R+IR na statywie stołowym

Magnetoledoterapia synchroniczna z wykorzystaniem promieniowania czerwonego i podczerwonego.

Zobacz produkt Mata 3S

Aplikator do zabiegów na całe ciało - wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Poduszka 1S

Aplikator do zastosowania lokalnego samodzielnie lub z matą - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Okulary ochronne

Okulary z optycznym filtrem ochronnym.

Zobacz produkt

Zestaw Clinic Complex 3S

Elipsa LED R+IR

Magnetoledoterapia synchroniczna z wykorzystaniem promieniowania czerwonego i podczerwonego.

Zobacz produkt Mata 3S

Aplikator do zabiegów na całe ciało - wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Poduszka 1S

Aplikator do zastosowania lokalnego samodzielnie lub z matą - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Pierścień R400

Aplikator lokalny do zabiegów na kończyny, w obszarze głowy lub kręgosłupa szyjnego.

Zobacz produkt

Zestaw Clinic Pro

Aplikator kliniczny

Aplikator leżanka i aplikator pierścieniowy - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt

Zestaw Clinic Pro+

Aplikator kliniczny

Aplikator leżanka i aplikator pierścieniowy - wytwarza impulsowe niejednorodne pole magnetyczne.

Zobacz produkt Panel LED 280 R+IR na statywie jezdny

Magnetoledoterapia synchroniczna z wykorzystaniem promieniowania czerwonego i podczerwonego.

Zobacz produkt Okulary ochronne

Okulary z optycznym filtrem ochronnym.

Zobacz produkt

Informacje:

Waga: 3.4 kg
Tryby pracy: Ciągły
Typ urządzenia: mikroprocesorowy
Typ urządzenia: Sterownik do magnetostymulacji
Zakres częstotliwości: 5-40 Hz
Liczba kanałów: 2
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: Brak danych
Zapis własnych programów: Tak
Wymiary: 32 cm x 27 cm x 17.5 cm
Dopuszczalna temperatura: +10 - +40° C
Dopuszczalna wilgotność pracy: max 80 %
Gniazda wyjściowe sterownika: dwa gniazda typu „duży jack”
Gniazda wyjściowe sterownika: jedno gniazdo 6-cio
Klasa ochronności: II
Maksymalna indukcja: Do 10 mT
Napięcie wyjściowe na gnieździe sterownika: napięcie stałe max. ± 15 V („duży jack”)
Napięcie wyjściowe na gnieździe sterownika: napięcie stałe max. Poniżej +25 V (6-cio stykowe)
Pobór mocy: Poniżej 5 VA
Pobór mocy: Poniżej 40 VA
Rodzaj ochrony: IP 40 (niezabezpieczony przed wodą)
Zasilanie: 230 V/115 V ± 10 %; 50 Hz/60 Hz

Model:

Zestawy Viofor: Clinic Lite, Clinic Basic 3S, Clinic Basic+ 3S, Clinic Complex 3S, Clinic Pro, Clinic Pro+, -