



Aparat do krioterapii Cryo-T Duo

Opis produktu:

Elektroniczny, jezdny aparat do krioterapii z kompletem 2 dysz nadmuchowych.

Aparat do krioterapii Cryo -T Duo - zestaw z wózkiem oraz kompletem 2 dysz nadmuchowych. W standardzie dysze nr 2 i nr 3.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cryo-T Duo to elektroniczny, jezdny aparat do krioterapii / kriostymulacji. Duo zalecany jest do klinik, szpitali, sanatoriów, gabinetów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych. Łatwy w przemieszczaniu, może pracować w kilku miejscach: przy łóżku pacjenta, w salach gimnastycznych, w gabinetach rehabilitacji i fizykoterapii.

Zalety stosowania aparatu Cryo-T Duo:

- mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu,
- ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy,
 - wskaźnik temperatury,
 - sygnalizacja braku gazu,
 - czas zabiegu,
 - czas sumaryczny pracy butli,
 - ciśnienie robocze gazu w butli,
 - sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów
- automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu,
- aparat wyposażony w dwie dysze nadmuchowe,
- ciepła, izolowane rękojeść dysz nadmuchowych,
- dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu,

- dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu na tkankę.
- elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu,
- prosty i szybki system montażu butli w obudowie,
- łatwy dostęp do dwutlenku węgla w sieci dostawców gazów na terenie całego kraju,
- możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku węgla bez jego strat,

Cryo-T Duo jest na stałe połączony z dwiema elektronicznymi dyszami. Wybór odpowiedniej dyszy nadmuchowej następuje poprzez włączenie klawisza na panelu sterującym. Duo współpracuje z dyszą nr 2 która przeznaczona jest do krioterapii stawów i powierzchni okołostawowych oraz dyszą nr 3 do krioterapii dużych powiechni jak mięśnie, zespoły stawowe. Cryo-T Duo może opcjonalnie współpracować z dyszą nr 1 stosowaną w krioterapii miejscowej u dzieci.

Dane techniczne

Czynnik chłodniczy:	dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych
Ciśnienie pracy [MPa]:	5-6
Ciśnienie maksymalne [MPa]:	8
Regulacja temperatury w zakresie [0C]:	od -65 do -75
Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg), dysza nr 3:	45
Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 1:	120
Pobór mocy [W]:	25
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]:	360 x 410 x 135
Ciężar [kg]:	6

Informacje:

Krioterapia: Aparaty do krioterapii

Model: