



ARTROMOT E2 -szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego

Opis produktu:

Szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego Artromot E2.

Zdjęcia produktu:



Prostowanie



Zginanie



Pronacja



Supinacja

Szczegółowy opis produktu:

Zmotoryzowana szyna ruchowa CPM przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu łokciowego. Jedyne urządzenie umożliwiające wykonywanie ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF (ruchu fizjologicznego).

Wskazania:

- artrotomie
- artroskopie
- synowektomie
- kontuzje stawu łokciowego

- operacje wykonane na tkankach miękkich w okolicy stawu
- wszelkiego rodzaju plastyki stawu łokciowego

Zalety:

- ruch fizjologiczny: dzięki w pełni zsynchronizowanym silnikom ARTROMOT-E2 umożliwia ruchy w zakresie: zginania, prostowania, pronacji, supinacji PNF (kombinacja w/w)
- uniwersalność: łatwa przebudowa na lewą lub prawą kończynę górną
- pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy programowalnego pilota w języku polskim
- karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta
- ergonomia: pełne dostosowanie do wymiarów anatomicznych pacjenta

Artromot E2 może być stosowany w warunkach szpitalnych / ambulatoryjnych, w praktyce lekarza rodzinnego, a także indywidualnie w domu.

Dane techniczne:

Zakresy ruchu

- Zginanie / prostowanie -5° / 0° / 140°
- Pronacja / supinacja 90° / 0° / 90°

Funkcje terapii Artromot E2

- Kontrola silników - włączenie / wyłączenie dla ruchów izolowanych
- Synchronizacja silników - włączenie / wyłączenie
- Regulacja prędkości 1 - 100 %
- Czas ćwiczenia 1 min - 24 godz / tryb pracy ciągłej
- Pauzy 0 - 60 sek
- Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz.
- Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń
- Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu
- Karty chipowe pacjenta - do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia
- Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych
- Program izolacji - umożliwia separowane, naprzemienne ruchy zginania / prostowania lub pronacji / supinacji
- Program oscylacji - intensyfikacja ćwiczeń przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
- Streching - delikatne i stopniowe poszerzanie zakresu ruchu oddzielnie dla prostowania, zginania, supinacji i pronacji
- Blokada klawiatury - zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii
- Dokumentacja terapii - zapis wyników ćwiczeń w formie wykresów oddzielnie dla prostowania, zginania, supinacji i pronacji
- Tryb synchroniczny / asynchroniczny: synchroniczny - ruch prowadzony według wzorców PNF, asynchroniczny - losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu
- Pozycja transportowa - przygotowanie do zapakowania i transportu
- Menu dla serwisu

Dostępne modele:

Artromot E2 (wersja z siedziskiem)	Artromot E2 - wyposażony w siedzisko • Masa 28,7 kg • Wymiary 87,5 x 57,5 x 58 cm
---	---

**Artromot E2
compact** (wersja na
jezdnym statywie)

Artromot E2 compact - na jezdny statywie bez siedziska

- Masa 17 kg
- Wymiary 87,5 x 57,5 x 29 cm

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model:

Szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego
Artromot E2: E2, E2 compact