

## Impaktory ACL/PCL

### Opis produktu:



Impaktory stosuje się do utwardzania miękkich struktur kostnych w kanałach. Utwardzanie struktur kostnych staje się coraz bardziej istotne głównie przy preparacji kanału kości piszczelowej.

Początkowo wiercony jest mały otwór, aby umożliwić odpowiednie udarowe wejście i stopniowe rozszerzenie otworu do zadanej średnicy przeszczepu łącząc przy tym utwardzenie struktur kostnych.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### 1. Uniwersalne Impaktory ACL/PCL

Utwardzanie struktur kostnych staje się coraz bardziej istotne głównie przy preparacji kanału kości piszczelowej pod implant. Początkowo wiercony jest mały otwór, aby umożliwić odpowiednie udarowe wejście i stopniowe rozszerzenie otworu do zadanej średnicy przeszczepu łącząc przy tym utwardzenie struktur kostnych.

Wszystkie impaktory są kaniulowane i występują w 13 różnych średnicach.

#### 2. Impaktory krokowe do rekonstrukcji ACL z wykorzystaniem Implantu T-Lock

Wszystkie impaktory są kaniulowane i występują w 5 różnych średnicach, dedykowane do rekonstrukcji z więzadła ACL z wykorzystaniem implantu T-Lock firmy Richard Wolf.

### Informacje:

### Model:

