



## Termos chłodzący do systemu chłodząco-uciskowego Cryo/Cuff

### Opis produktu:

### Termos chłodzący

**System Cryo/Cuff** znajduje zastosowanie w **zimnolecznictwie** (terapii zimnem), wykazując dodatkowe działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe części ciała poddawanej terapii.

Po wypełnieniu termosu wodą i lodem urządzenie gotowe jest do podłączenia do dowolnego modelu mankietu Cryo/Cuff. Wymiana wody pomiędzy mankietem a termosem następuje pod wpływem siły grawitacji.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Termos po wypełnieniu wodą i lodem jest gotowy do podłączenia do dowolnego modelu **mankietu Cryo/Cuff**. Dzięki sile grawitacji wymiana wody odbywa się automatycznie i nie jest potrzebne stosowanie dodatkowych urządzeń.

Termos utrzymuje temperaturę na około 6 godzin po wypełnieniu go wodą oraz lodem, dzięki czemu **system Cryo/Cuff** może być stosowany na wizytach u klienta i podczas pracy w terenie. W zestawie znajduje się wąż przyłączeniowy i krążek do izolacji.

System **Aircast** jest stosowany zarówno w warunkach domowych, **w rehabilitacji**, i **medycynie sportowej**. Istotą działania **Cryo Cuff** jest połączenie czynnika, jakim jest bezpieczny dla pacjenta **ucisk** (minimalizuje **krwiaki** i **obrzęk**) i zimna, działającego **przeciwbólowo**.

### System Cryo Cuff to trzy współpracujące ze sobą elementy:

- **mankiet chłodzący** - dostępny w różnych rozmiarach i o różnym przeznaczeniu, zawierający **zimną wodę** pod ciśnieniem,
- **termos chłodzący** - ze zbiornikiem wody z lodem, pozwala na prowadzenie od 6 do 8 godzin **terapii**,
- **wąż** - łączy **mankiety chłodzące** z **termosem chłodzącym** i wymienia między nimi wodę z lodem.

Wszystkie elementy systemu są dostępne w osobnym zakupie.

**Wskazania:**

- urazy,
- ostre skręcenia,
- leczenie pooperacyjne,
- rehabilitacja.

**Dodatkowe opcje:**

Termos z wężem i pompą elektryczną "inter cooler"

**Informacje:**

Krioterapia: Akcesoria

**Model:**

Cryo Cuff: -, Termos z pompą Inter cooler