

Przewód do elektrod EiE Otwock

Opis produktu:

Przewód EiE Otwock podłączenia elektrod do aparatu. Różne rodzaje.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przewód EiE Otwock. Rodzaje:

Przewód K-2 ze złączem prostym i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod

Przewód K-2 ze złączem prostym i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-". Przewód do aparatów w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjęciu).

Przewód K-2(U) ze złączem kątowym i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod

Przewód K-2(U) ze złączem prostym i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-". Przewód do aparatów w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjęciu).

Przewód K-2L ze złączem typu Lemo i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod K-2L

K-2L ze złączem typu Lemo i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-". Przewód do aparatów w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjęciu).

Przewód K-2LN ze złączem typu Lemo i 2 wtykami do podłączenia 2 elektrod

K-2LN ze złączem typu Lemo i 2 wtykami do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-". Przewód do aparatów w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjęciu).

Przewód K-2LW z przełącznikiem polaryzacji ze złączem typu Lemo i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod

K-2LW z przełącznikiem polaryzacji ze złączem typu Lemo i 2 gniazdami do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście "+" a czarna końcówka wyjście "-". Przewód do aparatów w obudowie plastikowej (takiej jak na zdjęciu).

Przewód K-4 do podłączenia 4 elektrod do aparatu

Przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu (dwa obwody - przewody białe /pierwszy obwód/ i czarne /drugi obwód/); końcówki czerwone oznaczają wyjście "+" a czarne "-".

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody, podkłady i przewody EIE Otwock : K-2, K-2L, K-2LN, K-2LW, K-4