



Moduł odwodzenia horyzontalnego - ABDUCTION - uzupełnienie szyny CPM Centura

Opis produktu:

Dodatkowy moduł do szyny CENTURA z ruchem odwiedzenie horyzontalne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Moduł odwodzenia horyzontalnego - ABDUCTION

Dodatkowy moduł do szyny CENTURA z ruchem odwiedzenie horyzontalne.

	CENTURA 1 MOTOR (Flex / Ext)	CENTURA 2 Motors	Moduł Kinetec CEM	Moduł odwodzenia horyzontaln ego	CENTURA B&W
Zakres ruchu (ROM)					
Odwiedzenie / przywiedzenie e [°]		20° do 160°			20° do 160°
Odwiedzenie / przywiedzenie z zsynchroni zowaną rotacją [°]		20° do 160° / -30° do 90°			
Rotacja barku wew./zew. barku[°]		-60° do 90°			20° do 180°
Zgięcie / wyprost barku [°]	20° do 180°	20° do 180°			
Zgięcie / wyprost łokcia [°]		●	-10° do 135°		

Odwiedzenie horyzontalne [°]		●		-30° do 110°	
---	--	---	--	-----------------	--

Parametry urządzenia

ruch aktywny i pasywny ciągły					
detekcja mak symalnego ROM pacjenta (manualna lyb w trybie BYPASS)					
regulacja prędkości	50° - 140° / min (5 poziomów)				
ćwiczenia prz eprowadzane w pozycji leżącej					
ćwiczenia prz eprowadzane w pozycji siedzącej					

Parametry użytkownika

maksymalna waga użytkownika	130 kg				
wzrost użytkownika (min / max)	140 / 200 cm				

Cechy urządzenia

liczba programów pilot zdalny	16				
regulacja siły inwersji	6 poziomów				
automatyczne resetowanie ustawień przy zmianie rodzaju ruchu					
pauza w wyproście / zgięciu	0 - 900 sek				
tryb BYPASS (*)	(nieдоступny w ruchu zsynchronizowanym)				
waga urządzenia	38 kg	41 kg			27 kg
wymiary (dł x szer x wys.) [cm:]	85 X 69 X 48 cm	85 x 69 x 48			77 x 75 x 40

Bezpieczeństwo

--	--	--	--	--	--

przycisk START / STOP / REVERSE	
regulacja progu bólu	
zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce)	
blokada pilota	

Wersja Data Capture (DC)

raport pacjenta	●
programowan ie przez komputer	●
analiza danych	●
liczba dostępnych programów / ustawień pacjenta	nieograniczona

Dane ogólne

napięcie [V]	100 do 240 V
moc [W]	50 W
klasyfikacja	typ B / klasa I
zgodność EMC	
CE	

- Standard - Brak ● - Opcja

* Tryb BYPASS umożliwia dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta (progu bólu) w trakcie sesji.

Informacje:
Model:

Kategoria: Szyny CPM