

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE1

Opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE1 do aparatów PhysioGo 500I i PhysioGo 701I oraz Etius ULM i Etius LM



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE1 jest dedykowany do współpracy z aparatami:

- PhysioGo 500I
- PhysioGo 701I
- Etius ULM
- Etius LM,
- współpracuje z aplikatorem płaskim CPE2

Dane techniczne:

maksymalna indukcja pola magnetycznego	10 mT
wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
masa	1,2 kg

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE1

Informacje:

Magnetoterapia: Aplikator

Model: