

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2

Opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2 współpracuje z aparatami:

- PhysioGo 500I
- PhysioGo 701I
- Etius ULM
- Etius LM,
- działa tylko szeregowo w połączeniu z Aplikatorem płaskim CPE1

Dane techniczne

maksymalna indukcja pola magnetycznego	10 mT
wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
masa	1,2 kg

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE2

Informacje:

Magnetoterapia: Aplikator

Model: