



Katedra natrysków płaszcзовych Bryza NPLE

Opis produktu:

Natrysk płaszcзовy z wolnostojącą katedrą **sterowaną elektronicznie**. Urządzenie wyposażone w opcję rejestrowania programów użytkownika, zawory zmiany temperatury i ciśnienia wody oraz czujnik temperatury.

Czas oczekiwania na dostawę wynosi 8-12 tygodni.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Katedra natrysków płaszcзовych Bryza NPLE

Kabina natryskowa Bryza przeznaczona do zabiegów wykorzystujących właściwości masujące strumienia wody oraz działanie temperaturą. Woda, pod dużym ciśnieniem, natryskiwana jest z odpowiednio rozmieszczonych dysz, równomiernie masując ciało pacjenta.

Cechy charakterystyczne Bryza typ NPLE:

- wolnostojąca katedra sterownicza natrysku płaszcowego,
- 2 baterie termostacyjne do płynnej regulacji temperatury, niezależnie dla wody ciepłej i zimnej,
- elektroniczny panel sterowania,
- czujnik temperatury,
- 2 elektrozawory umożliwiające szybką zmianę temperatury wody – przełączanie między ciepłą a zimną wodą z termostatów,
- katedra wymaga podłączenia do sieci elektrycznej,
- włącznik/wyłącznik urządzenia,
- ustawianie czasu zabiegu dla wody ciepłej (0-99 min),
- ustawianie czasu zabiegu dla wody zimnej (0-99 s),
- 3 programy standardowe, 4 programy użytkownika,
- zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- pompa stabilizująca ciśnienie – stosowana w przypadku spadku ciśnienia w sieci (opcja)

Możliwości zabiegowe:

- Zimne i chłodne natryski - temperatura wody 10-20°C. Czas trwania natrysku od kilku sekund do minuty. Działają hartująco, pobudzają procesy przemiany materii i podwyższają ciśnienie krwi. Często stosowane na zakończenie ciepłych zabiegów wodoleczniczych, np.: kąpiele balneologicznych, sauny,
- Ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C. Czas trwania od 3-5 min. Zalecane w nerwicach, bezsenności i nerwobólach,
- Gorące natryski - temperatura wody 38-42°C. Czas trwania 5-10 min. Powodują pobudzenie procesów przemiany materii, wzrost wydzielania potu, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz spadek ciśnienia krwi, ogólne odprężenie i uspokojenie,
- Zimne-ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C przez ok. 1 min, potem 10-20°C przez ok. 30 s. Czas trwania ok. 5 min. Działają hartująco, odprężająco oraz pobudzają procesy przemiany materii.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pobór prądu: 4 A
Ciśnienie wody: 4-6 bar
Temperatura wody ciepłej: 60 °C
Wymiary NPLE (wys. x szer. x gł.): 94 x 64 x 42 cm
Wymiary szkieletu natrysku (wys. x szer. x gł.): 215 x 87 x 80 cm
Zasilanie wersji NPLE: 230 V / 50 Hz
Wymiary NPL2 (wys. x szer. x gł.): 94 x 64 x 42 cm

Model:

Pompa stabilizująca ciśnienie: Nie, Tak
Katedra: Tak, Nie