

## Złącze typu DOOR

### Opis produktu:

Złącze jest stosowane w aparatach do laseroterapii.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Złącze typu DOOR

Złącze jest stosowane w aparatach do laseroterapii. Jest ono podłączane do właściwego gniazda znajdującego się na tylnej lub bocznej ścianie aparatu do laseroterapii. Element tego typu jest dwustykowym złączem o właściwych wymiarach mechanicznych. Złącze typu DOOR dostarczane jest ze zwartymi stykami. Jest ono w ten sposób przygotowane do użycia wg sposobu 1 opisanego poniżej.

## Dwa sposoby użycia złącza typu door:

- Jako klucz do lasera - po zakończeniu użytkowania urządzenia, fizjoterapeuta wyjmuje złącze typu door z aparatu nie da się używać.
- Jako część instalacji będącej fizycznym zabezpieczeniem przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zabiegi laseroterapii. W celu podłączenia wyłącznika drzwiowego należy rozlutować połączenie w środku złącza i w to miejsce przylutować dwa przewody prowadzące do wyłącznika drzwiowego.

### Informacje:

### Model: