




Cewniki Percuflex z końcówką Fader Tip

Opis produktu:

Cewnik z pojedynczym kanałem i końcówką Fader, został stworzony dla bezpiecznego umiejscowienia cewnika i doskonałego drenażu po zabiegowego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Percuflex z końcówką Fader

Cewnik z pojedynczym kanałem i końcówką Fader, został stworzony dla bezpiecznego umiejscowienia cewnika i doskonałego drenażu po zabiegowego.

- pętla blokująca zaprojektowana w celu zabezpieczenia pozycji cewnika
- materiał Percuflex™ zaprojektowany, aby był sztywny podczas zakładania oraz miękki i elastyczny w temperaturze ciała
- kompatybilny z drutem 0,038

Cewniki Percuflex™ z końcówką Fader

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica			Długość całkowita (cm)
	(Fr)	(mm)		
M0064102020	8	2,7	19	
M0064102030	10	3,3	19	

Cewniki Percuflex™ z końcówką Fader do nefrostomii

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica			Długość całkowita (cm)
	(Fr)		(mm)	
M0064102040	8	2,7	26	
M0064102050	10	3,3	27,6	
M0064102060	12	4,0	26	

Zestaw zawiera: Metalowa kaniula usztywniająca, elastyczna kaniula usztywniająca, zaślepka

Cewniki Percuflex™ z końcówką Fader do nefrostomii (zestawy)

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica			Długość całkowita (cm)
	(Fr)		(mm)	
M0064103040	8	2,7	26	
M0064103050	10	3,3	27,6	

Zestaw zawiera:

- Cewnik do nefrostomii
- Metalową kaniulę usztywniającą
- Elastyczną kaniulę usztywniającą
- Prowadnicę Accustick™
- Płaszcz 6Fr/2,0mm
- Poszerzacz 4Fr/1,3mm z kaniulą blokującą
- Igłę diagnostyczną 21G, zew. śred. 3,048mm, wew. śred. 2,338mm, z sondą
- Bardzo sztywny drut prowadzący 0,46mm z miękką platynową końcówką
- Drut prowadzący Heavy Duty 0,97mm z miękką końcówką „J” 2mm
- Rękaw cewnika Percufix™
- Kawałek nawilżonego opatrunku paroprzepuszczalnego
- Dren łączeniowy z zaworem
- Poszerzacze

- 8Fr/2,7mm w zestawie 8Fr/2,7mm- 8Fr/2,7mm oraz 10Fr/2=3,3mm w zestawie 10Fr/2,2mm- 8Fr/2,7mm 10Fr/2=3,3mm oraz 12Fr/4mm w zestawie 12Fr/4mm- 8Fr/2,7mm 10Fr/2=3,3mm 12Fr/4mm oraz 14Fr/4,7mm w zestawie 14

Cewniki Percuflex™ z końcówką Fader do nefrostomii (zestawy)

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica		Długość robocza od hub'u do pętli (cm)	Odległość od pętli do końcówki (cm)
	(Fr)	(mm)		

M0064101260	8	2,7	25	24
-------------	---	-----	----	----

Informacje:

Model: