


## Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx

### Opis produktu:

**Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx** to zaawansowany system stosowany w **leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu**. System wyróżnia się dłuższą igłą w porównaniu do większości dostępnych na rynku urządzeń, co zapewnia swobodne operowanie w obszarze większych jam brzusznych i minimalizuje ryzyko powikłań. **Urządzenie wprowadzające Lynx** zostało wyposażone w ergonomiczny uchwyt, który jest dopasowany do dłoni, co zapewnia maksymalną kontrolę podczas umiejscawiania. Dodatkowo, barwiona igła została zaprojektowana dla lepszej widoczności podczas **cystoskopii**, co ułatwia precyzyjne przeprowadzenie zabiegu.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx

Nadłonowa taśma podcewkowa Lynx™ to skuteczna metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. System firmy Boston Scientific został wyposażony w dłuższą igłę, co umożliwi swobodne operowanie w obszarze większych jam brzusznych. Taśma Lynx™ zapewnia odpowiednie podparcie cewki moczowej, co pomaga w kontroli oddawania moczu i znacząco redukuje problemy z

nietrzymaniem moczu.

## Parametry biokompatybilnej siatki polipropylenowej1

Grubość siatki:	0,66 mm
Rozmiar porów:	1182 $\mu$ m
Rozmiar włókna (średnica):	0,15 mm
Waga:	100 g/m <sup>2</sup>

## Rękojeść i igła

**Rączka** - Antypoślizgowy uchwyt został zaprojektowany tak, aby zapobiegać ślizganiu się dłoni podczas czynności śródoperacyjnych. Ergonomiczna rączka dokładnie dopasowana do dłoni zapewnia maksymalną kontrolę podczas operowania w obszarze większych jam brzusznych.

**Igła** - Barwiona igła została zaprojektowana w celu zwiększenia widoczności podczas cystoskopii. długość igły stanowi doskonałą pomoc podczas operowania w obszarze większych jam brzusznych.

## Advantage™ Mesh

**Zakładka centrująca** - została zaprojektowana w celu precyzyjnego ustawienia środka siatki bezpośrednio pod cewką moczową, co zapewnia optymalne podparcie i funkcjonalność. Dodatkowo umożliwia lekarzowi łatwe zastosowanie przeciwnaciągu do pasa, jednocześnie zachowując integralność i stabilność siatki podczas zabiegu.

**Pętla asocjacyjna** - została opracowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić zarówno wkładanie, jak i wyjmowanie igły, co znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo procedury. Konstrukcja pozwala na płynne przejście z pętli w siateczkę, minimalizując tym samym naruszenie tkanek i ryzyko powikłań pooperacyjnych.

## Informacje dotyczące zamówienia

Kod produktu	Opis	Ilość
M0068503010	Lynx™ Blue Sling System	(2 urządzenia wprowadzające i 1 moduł z siatką)
M0068503000	Lynx™ Sling System	(2 Urządzenia wprowadzające i 1 moduł z siatką)

## Bibliografia

1. Moali, Pamela, et al. Tensile properties of five commonly used mid-urethral slings relative to the TVT™ Int Urogynecol J (2008) 19:655–663 DOI 10.1007/s00192-007-0499-1.

**Informacje:**

**Model:**