


Szczotki wielorazowego użytku

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

[img-10138-left-large_default]

Ø mm	Długość szczoteczki mm	Długość całkowita mm	Przykładowe zastosowanie	Nr kat.
11	100	360	Płaszcze	6.01
4	100	240	Płaszcze	6.02
5	50	375	Do prowadnic optyk, wkładów i transporterów	6.03
2	50	400	Do prowadnic elektrod i transporterów	6.04
3	50	365	Do prowadnic elektrod i transporterów	6.041
2	50	240	Do prowadnic elektrod i transporterów	6.045

5	60	515	Laparoskopy operacyjne	6.05
5	50	240	Płaszcz o małej średnicy (dł. 24 cm)	6.06
1,8	55	610	Ureterenoskopy	6.061
13	80	340	Rektoskopy dziecięce	6.07
19	80	440	Rektoskopy	6.08
9	80	405	Ezofagoskopy, w zależności od długości	6.09
12	100	700		6.12
20	100	620		6.20

Informacje:

Model: