

Stois Pelvictrainer - trening mięśni dna miednicy



Opis produktu:

PelvicTrainer™ to **krzesło** wykorzystujące metodę **Biofeedbacku** w treningu **mięśni dna miednicy** bez stosowania sond wewnętrznych. PelvicTrainer™ w efektywny i komfortowy sposób pomaga w **leczeniu nietrzymania moczu**.

Produkt archiwalny

Sprawdź nowe krzesło do terapii mięśni dna miednicy - PelvicTutor

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PelvicTrainer™ jest wyrobem, który został zaprojektowany i wyprodukowany specjalnie do **treningu mięśni dna miednicy**. PelvicTrainer™ może być także zastosowany w celu **wzmocnienia mięśnia dna miednicy (mięśnie Kegla, mięsień łonowo-guziczny)**, by poprawić lub zapobiec ewentualnie przyszłym ich dysfunkcjom. **PelvicTrainer™** jest krzesłem medycznym dedykowanym do prostego i wygodnego treningu **mięśni dna miednicy**. Wyrób **PelvicTrainer™** informuje o poziomie skurczu **mięśni dna miednicy** oraz daje wgląd w postępy treningowe. Jest to świetna alternatywa dla **pacjentów**, którzy nie potrafią przełamać bariery wstydu lub mają inne przeciwwskazania do stosowania sond wewnętrznych. **PelvicTrainer™** nie wykorzystuje pola magnetycznego i działania elektrostymulującego. Za pomocą wbudowanego w siedzenie sensora ciśnieniowego rejestruje **aktywność mięśni dna miednicy** podczas napinania, rozluźniania oraz

czasu trwania skurczu w trakcie wykonywanych ćwiczeń.

Zastosowanie:

Stosowanie **terapii** pomocne jest w przypadkach **nietrzymania moczu, wypadania narządów, zaburzeniach erekcji i destabilizacji mięśni głębokich**. Trening jest **bezpieczny**, dlatego można go wykorzystać u **kobiet po porodzie**. Dzięki możliwości sterowania sensorem, osoby używające wkładek oraz podpasek mogą uczestniczyć w sesjach.

Dane techniczne:

Zasilanie sieciowe	Wejście: 100 - 240V AC 50/60Hz 0,5A; Wyjście: 5V DC
Wewnętrzne zasilanie	19V DC 3,42 A Prąd znamionowy dla monitora; 5V +/- 5%, Prąd znamionowy 4 mA Sensor
EMV-Niveau (czujnik pomiaru)	CISPR 11, Grupa 1, Klasa B (zgodne z normą IEC 60601-1-2)
Całkowity ciężar urządzenia	43 kg (sensor 0,35 kg)
Wymiary	D = 1260mm, Szer. = 500mm, Wys. = 900mm
Siedzenie	D = 27cm, Szer. = 20 cm, Wys. = 1,5 cm
Sensor	D = 27 cm, O = fi 4,1 cm
Maksymalna waga ciała użytkownika	1600 [N] (160 kg)
Temperatura pracy	10 - 40 st C
Temperatura przechowywania	-25 - 65 st C
Wilgotność powietrza	10 - 90% (bez kondensacji)
Ciśnienie powietrza	700 - 1100 hPa
Dopuszczalna regulacja wysokości siedzenia	100 cm

Urządzenie do treningu mięśni dna miednicy:

Informacje:

Kategoria: Urządzenia wspomagające terapię mięśni dna miednicy

Opcje produktu:

Komputer: Urządzenie bez komputera (samodzielna instalacja oprogramowania),
Urządzenie z zestawem komputerowym (kompletny zestaw z zainstalowanym oprogramowaniem)