

Elektrody Tecar 2.0

Opis produktu:

Zestaw akcesoriów do przeprowadzania terapii **Tecar 2.0**. Akcesoria do urządzenia Back 1S i Back 3SE Color.

Więcej o Terapii Tecar



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria są kompatybilne z urządzeniami Winback Back 1S i Winback Back 3SE Color.

Wykaz elementów dodatkowych:

Symbol	Nazwa	Do urządzenia
ACC.12	Elektroda pojemnościowa z pasem mocującym FIX PAD CET	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.13	Elektroda rezystywna z pasem mocującym FIX PAD RET	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.14	Elektroda bierna FIX PAD NEUTRAL z pasem mocującym	BACK 1S, Back 3SE

	pracująca w kanale elektrody dyspersyjnej	Color
--	---	-------

Elektrody mocowane (CET lub RET)

Przymocuj elektrodę stałą do ciała pacjenta, aby swobodnie używać obu rąk.

Elektroda mocowana (bierna)

Druga **elektroda** mocowana, przyłożona do ciała pacjenta, zamyka obwód elektryczny.

Akcesoria do przeprowadzania terapii **Tecar** firmy **Winback** rozszerzają możliwości pracy z pacjentem. Dostępne różne rozmiary **elektrod Tecar** oraz inne akcesoria pomocnicze. Oferujemy **elektrody Tecar** pojemnościowe, bierne i **elektrody** rezystancyjne. Działanie terapii **Tecar** opiera się na wykorzystaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości (terapia radiofalaowa ukierunkowana, diatermia oporowo- pojemnościowa). **Terapia Tecar** najczęściej wykorzystywana jest w leczeniu chorób kości, **urazów więzadeł i mięśni**. Terapia **Tecar** jest niezwykle skuteczna w połączeniu z terapią manualną.

W celu przedłużenia żywotności **elektrod Tecar** – rekomendujemy stosowanie **kremu do terapii Tecar** firmy **Winback**, który jest kompatybilny także z produktami **Indiba Activ** i **Doctor Tecar**. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest również świetną alternatywą dla **kremu PROIONIC** oraz **Indiba Activ**.

Poznaj mity na temat terapii Tecar Winback:

Informacje:

Terapia Tecar: Akcesoria
Terapia Tecar: Elektrody
Terapia Tecar: Zestawy
Kategoria: Terapia Tecar

Model:

Tecar Elektrody FIX PAD: ACC.12 - FIX PAD CET,
ACC.13 - FIX PAD RET, Zestaw 3 elektrod, ACC.14
- FIX PAD NEUTRAL