



Elektrostymulator Compex FIT 3.0

Opis produktu:

Elektrostymulator FIT 3.0 Compex to **4-kanalowy elektrostymulator** przeznaczony dla aktywnych fanów fitness.

Elektrostymulator Compex FIT 3.0 posiada dedykowane programy do treningu fitness dla Pań i Panów oraz 3 programy Wellness (program przeciwbólowy TENS i masaż relaksacyjny). Stymulator mięśni FIT 3.0 został wzbogacony technologią MI.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex Fit 3.0 to przewodowy stymulator mięśni z serii **FIT** firmy **Compex**. Stymulator mięśni FIT 3.0 został wzbogacony technologią MI, oprócz niej posiada podstawowe funkcje stymulacji elektrycznej. W programach Fit 3.0 znajdziemy programy do treningu fitness oraz dla osób ćwiczących systematycznie przeznaczono programy masażowe.

Elektrostymulacja z Compex FIT 3.0

Elektrostymulator Compex FIT 3.0 rozwija mięśnie, rzeźbi ciało, a także pomaga się zrelaksować. Urządzenie FIT 3.0 posiada technologię MI (skanowanie mięśni), dzięki której elektrostymulacja jest

optymalna i dostosowana indywidualnie do każdej podłączonej osoby. Compex Fit 3.0 jest wybierany najczęściej przez regularnie ćwiczących amatorów sportu, fitnessu oraz przez część profesjonalnych sportowców

Programy stymulatora treningowego Compex FIT 3.0

- **Fitness:** wzmacnianie ramion, wzmacnianie ud, budowa mięśni brzucha, rozbudowa klatki piersiowej, budowa mięśni brzucha, kształtowanie pośladków, rozbudowa masy mięśniowej, kapilaryzacja, drenaż limfatyczny
- **Łagodzenie bólu:** TENS przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom
- **Rehabilitacja:** atrofia mięśniowa
- **Odnowa/Masaż:** masaż relaksacyjny, masaż regeneracyjny

Zestaw Compes FIT 4.0

- stymulator
- zestaw 4 przewodów zatrzaskowych
- ładowarka
- przewód MI-Sensor
- 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5x10 cm (2 zaczepty, 4 elektrody)
- 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5x5 cm (1 zaczep, 8 elektrod)
- etui
- instrukcja obsługi

Zobacz jak działa elektrostymulacja Compex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Compex

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Przeznaczenie: sport

Waga: 1.3 kg

Klasyfikacja: produkt medyczny

Ilość kanałów: 4

Ilość gotowych programów: 20

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: TENS

Wymiary: 272 x 175 x 120 mm

Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us

Technologia: Przewodowa

Model: