



Aparat do schładzania, rozgrzewania i terapii kontrastowej - Winshock

Opis produktu:

Aparat Winshock umożliwia naprzemienne stosowanie krioterapii i ciepłolecznictwa z dokładnością do 1/10 stopnia Celsjusza.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Winshock dysponuje dwoma generatorami termoelektrycznymi, które pozwalają na osiągnięcie skrajnych temperatur w bardzo krótkim czasie od -15°C do 45°C w zaledwie 25 sek.).

Aparat Winshock posiada programy terapeutyczne wykorzystujące temperatury stałe oraz programy, w których ciepło i zimno są stosowane naprzemiennie w celu usprawnienia procesów naprawczych **tkanek**, **poprawy krążenia krwi** oraz **limfy**.

Programy aparatu Winshock

PROGRAM Z USTAWIENIAMI RĘCZNYMI

- od 1 min do 15 min

Wybierz temperaturę:

- zakres od -15°C do 45°C

PROGRAM DYNAMICZNY

- cykle od 1 do 6 powtórzeń (5 min)
- 3 min CRYO (-5°C)
- 2 min THERMO (+40°C)

PROGRAM DYNAMICZNY

- cykle od 1 do 6 powtórzeń (5 min)
- 3 min THERMO (+40°C)
- 2 min CRYO (-5°C)

STIM SHOCK

System Winshock umożliwia połączenie prądu termoelektrycznego (wytwarzanie wysokich i niskich temperatur) z prądami średniej częstotliwości (MF) dając początek **funkcjom PUSH&PRESS**.

Temperatury zabiegów aparatem Winshock

- **KRIOTERAPIA** | (-15°C/-5°C)
- **ZIMNOLECZNICTWO** | (0°C/5°C)
- **CIEPŁOLECZNICTWO** | (35°C/45°C)

Dane techniczne:

Tryby pracy:	PR (press)/ PI (push in)/ PB (push back)
Maksymalne napięcie wyjściowe [V]:	PR: 48 / PI: 10 /PB: 18
Ustawienia temperatury [°C]:	-15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 35, 40, 45
Programy:	CRYO THERMO / CRYO SHOCK / THERMO SHOCK
Czas zabiegu [min]:	0-50
Napięcie wejściowe [VAC, Hz]:	100-240, 50/60
Maksymalny pobór mocy [VA]:	110
Klasyfikacja (EN60601-1):	Klasa 1, Typ BF
Wymiary [cm]:	16 x 35 x 33
Masa [kg]:	5

Informacje:

Krioterapia: Aparaty do krioterapii

Model: