



SafePrep - krem ścierny EEG (Neurprep)

Opis produktu:

Żel do przygotowania skóry (polecany do skóry wrażliwej) nie powoduje podrażnienia i jest przyjemny dla skóry pacjenta.

Uwaga!

Produkt **Neurprep** zmienił nazwę na **SafePrep**, jednak specyfikacja produktu pozostaje taka sama. Firma **GVB Gelimed** nadal oferuje ten sam wysokiej jakości produkt pod nową nazwą **SafePrep**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Żel ścierny do przygotowywania skóry Neurprep

Nowoczesny żel do przygotowania skóry (polecany do skóry wrażliwej) nie powoduje podrażnienia i jest przyjemny dla skóry pacjenta. W dodatku żel NEURPREP nie pozostawia śladów i może być stosowany np. z kremem AC-CREAM i innymi pastami klejaco – przewodzącymi.

Stosowanie żelu ściernego Neurprep

Żel do odtłuszczania skóry wrażliwej przed badaniami: Holter'a, telemetrycznymi, EEG, EP, EKG i testami obciążeniowymi.

Zalety produktu Neurprep

- zapewnia niską impedancję,
- przebadany dermatologicznie na skórze wrażliwej,
- średnia lepkość,
- opalizujący roztwór żelu.

Żel Neurprep - skład

Water, Aluminum Oxide, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, colorant

Informacje:

Przeznaczenie: EMG
Przeznaczenie: EEG
Przeznaczenie: PSG
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Ścierny
Konsystencja: Żel
Pojemność: 25 gram
Pojemność: 120 gram
Klasyfikacja: produkt medyczny

Model:

Żel ścierny NEURPREP: NPREP120T-3 - Żel
NEURPREP, tuba 120 g (1 szt.), NPREP120T-3 -
Żel NEURPREP, tuba 120 g (3 szt.)