



Czepki EEG do badania EP

Opis produktu:

Czepki EEG marki Deymed wykonane są z elastycznego materiału, zawierają 19 wbudowanych **elektrod** cynowych oraz **elektrodę** referencyjną i uziemiającą.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody rozmieszczone są zgodnie ze standardem Systemu Międzynarodowego 10/20. **Czepek** mocuje się do dedykowanych **pasów piersiowych**, za pomocą bocznych pasków czepka. W górnej części czepka umieszczone jest 25-pinowe złącze do podłączenia głowic Deymed **TruScan** i **FlexEEG**. Zestaw składa się z **czepka**, dwóch **elektrod** usznych oraz kabla przedłużającego ze złączem D-Sub 25 (DB-25).

Czepek jest odpowiedni do mierzenia wywoływanych potencjałów VEP, SEP, AEP i P300.

Rozmiar czepków EEG do badania EP

Indeks	Opis
62-031	Czepek rejestrujący EP, rozmiar XS (18.5" - 20") (47 - 51 cm), Zielony
62-032	Czepek rejestrujący EP, rozmiar S (20" - 21.5") (51 55 cm), Żółty
62-033	Czepek rejestrujący EP, rozmiar M (21.5" - 23") (55 59 cm), Czerwony
62-034	Czepek rejestrujący EP, rozmiar L (23" - 25") (59-63), Niebieski

Informacje:

Promocja: produkty w promocji

Model:

Czepki EEG do badania EP: XS (18.5" - 20") (47 -

Gwarancja: 6 miesięcy

51 cm), S (20" - 21.5") (51 55 cm), M (21.5" - 23") (55 59 cm), L (23" - 25") (59-63)