



Aplikator szpulowy CS75

Opis produktu:

Aplikator szpulowy CS75 przeznaczony do współpracy z PhysioMG 827.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator szpulowy CS75

Nowy aplikator szpulowy CS75 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego. Aplikator CS75 jest zintegrowany z leżanką za pomocą systemu jezdnego.

Aplikator CS75 - średnica 75 cm - przeznaczony jest tylko do współpracy z modelem PhysioMG 827.

Dane techniczne:

Parametry magnetoterapii	
maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora	3 mT
maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora	4,5 mT
maksymalna wartość zmiany indukcji	9 mT
Parametry ogólne	

wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego	Ø 83,2 x 24,2 cm
masa	18 kg (Al)/ 25 kg

Informacje:

Magnetoterapia: Aplikator

Model: