




Aplikator szpulowy CS60

Opis produktu:

Aplikator szpulowy CS60 przeznaczony do współpracy z aparatami:

- PhysioMG 815
- PhysioMG 825
- PhysioMG 827

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator szpulowy CS60

Nowy aplikator szpulowy CS60 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego. Aplikator CS60 jest zintegrowany z leżanką za pomocą systemu jezdnego.

Aplikator CS60 - średnica 60 cm - przeznaczony jest do współpracy z modelami:

- PhysioMG 815
- PhysioMG 825
- PhysioMG 827

Dane techniczne:

Parametry magnetoterapii	
maksymalna indukcja znamionowa w	4 mT

geometrycznym środkiem aplikatora	
maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora	6 mT
maksymalna wartość zmiany indukcji	12 mT
Parametry ogólne	
wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego	Ø 68,2 x 24,2 cm
masa	16 kg (Al)/ 22 kg (Cu)

Informacje:

Magnetoterapia: Aplikator

Model: