

PhysioMG 827 aparat do magnetoterapii

Opis produktu:



Aparat do terapii **polem magnetycznym** niskiej częstotliwości z dwoma niezależnymi kanałami, wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD 7" oraz **encyklopedie programów wbudowanych** opartą na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aparat PhysioMG 827 umożliwia wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z **aplikatorami szpulowymi, aplikatorami płaskimi** na **statywie** oraz **miejscowymi**, mocowanymi za pomocą pasów.

Cechy charakterystyczne:

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
- nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej
- jeden kanał zabiegowy
- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
- 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- tryb pracy: programowy/ manualny
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- podręczna lista programów ulubionych
- możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- statystyki przeprowadzonych zabiegów
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

Pole magnetyczne:

- kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy
- emisja ciągła i impulsowa
- szeroki zakres częstotliwości
- duża indukcja pola magnetycznego

Programy zabiegowe:

- uproszczona obsługa aparatu
- 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60
- 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35
- 46 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CP
- 45 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CPEP
- 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu dualnego
- 50 programów do ustawienia dla użytkowników
- funkcja programów ulubionych

Wyposażenie standardowe:

- szkolenie z obsługi aparatu
- przewód sieciowy 1 szt.
- okulary ochronne dla pacjenta 1 szt.
- magnes stały 1 szt.
- rysik do ekranu 1 szt.
- ścierka do ekranu LCD 1 szt.
- bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/ 250 V 2 szt.
- instrukcja użytkowania 1 szt.
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt.
- paszport techniczny 1 szt.
- karta gwarancyjna 1 szt.

Sekwencje zabiegowe:

- uproszczona obsługa aparatu
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
- nadawanie własnych nazw sekwencjom

Informacje:

Waga: 7 kg
Tryby pracy: Ciągły i impulsowy
Typ urządzenia: Aparat do magnetoterapii
Zakres częstotliwości: 0-50 Hz
Liczba kanałów: 1
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: 213
Zapis własnych programów: 50
Wymiary: 34 x 28 x 11 cm
Czas zabiegu: maksymalnie 60 minut
Maksymalna indukcja: Do 100 mT
Zasilanie: 230 V

Model:

Zasilanie: +/- 10 %

Zasilanie: 50/60 Hz

Zasilanie: 350 VA

Parametry trybu przerywanego impuls: 5 – 8 s

Parametry trybu przerywanego impuls:

1s/przerwa 0