

Pompa ssąco-płuczająca Fluid Control 2225



Opis produktu:

Pompa ssąco-płuczająca do rozszerzania, płukania płynem i odsysania. Nowa **histeroskopowa pompa interdyscyplinarna FLUID CONTROL 2225**, niezależnie od dziedziny, gwarantuje wysoką jakość irygacji oraz przejrzysty obraz w każdych warunkach zabiegowych – zarówno diagnostycznych, jak i przy resekcji. **Interdyscyplinarna pompa** znajduje zastosowanie w **ginekologii, urologii i laparoskopii** – również z **endoskopami innych producentów**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pompa ssąco-płuczająca Fluid Control 2225

Jedna pompa, trzy specjalizacje

- **histeroskopia** - rozszerzenie jamy macicy, odsysanie wydzielin i nadzorowanie deficytu płynów w zabiegach endoskopowych
- **endourologia** - płukanie górnego układu moczowego, rozszerzenie i doprowadzanie płynu płuczającego do dolnego układu moczowego
- **laparoskopia** - płukanie jam ciała i odsysanie wydzielin w zabiegach endoskopowych

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym:

- regulacja/dobór ciśnienia zadanego
- wskazanie słupkowe - ciśnienie rzeczywiste/ciśnienie zadane
- wskazanie cyfrowe - ciśnienie rzeczywiste/ciśnienie zadane
- wybór dyscypliny, jak i instrumentarium używanego

Pompa ssąco-płucząca firmy **Richard Wolf** posiada dedykowane programy pracy do każdego rodzaju **zabiegów endourologicznych** m.in.:

- cystoskopii,
- PCNL,
- resekcji,
- enukleacji,
- URS,
- ureterorenoskopami giętkimi.

Cechy charakterystyczne:

- prosta w obsłudze
- wysoka wydajność irygacji
- specjalne programy do endoskopów firmy Richard Wolf
- przystosowana do pracy z endoskopami innych firm
- pełna kontrola i bezpieczeństwo
- informacje wyświetlane w przejrzysty sposób na ekranie

Dane techniczne:

Zakres przepływu zadanego:	histeroskopia: 800 ml/min endourologia: 10-800 ml/min (zmiany w krokach co 10 ml/min) laparoscopia: 0,1-1,8 l/min (zmiany w krokach 0,1 l/min)
Wydajność ssania:	max. 2l/min
Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego (zmiany wartości ciśnienia zadanego w krokach co 5 mmHg):	histeroskopia: 15-200 mmHg; próg bezpieczeństwa podczas ustawiania ciśnień zadanych powyżej 100 mmHg – pojawia się sygnał ostrzegawczy oraz komunikat na pasku stanu „Ciśnienie powyżej 100 mmHg”, po ok. 2 s możliwe jest podwyższenie ciśnienia powyżej progu endourologia: 15-90 mmHg/20-120 cmH ₂ O laparoscopia: 300 mmHg
Podciśnienia/ssanie:	maksymalnie -60 kPa (-600 mbar) w laparoskopii oraz maksymalnie -30 kPa (-300 mbar) w histeroskopii i endourologii

Prezentacja Fluid Control 2225

Informacje:

Model: