



Cewniki powietrzne ARM T-DOC

Opis produktu:

Czterokanałowy, radialny cewnik ARM T-DOC® 19Fr

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza analnego. Balon na końcu **cewnika** może zostać wypełniony w celu określenia odpowiedzi pacjenta podczas procedur **ARM**. **Cewnik** oznaczony na czarno ustawia się wzdłuż kręgosłupa w celu poprawnego umieszczenia przedniego, tylnego oraz bocznych kanałów. Znaczniki głębokości pozwalają określić głębokość od 2 do 20 cm.

Przewody przetworników powietrznych ARM z serii T-DOC®

Wielorazowe przewody przetworników służą do podłączenia cewników powietrznych **ARM** z serii T-DOC® do systemu manometrii anorektalnej. Kolorowe oznaczenia gniazd odpowiadają kolorowym oznaczeniom końcówek cewników, co ułatwia podłączenie.

Dane techniczne Czterokanałowego, radialnego cewnika ARM T-DOC®

Numer katalogowy	CAT003
Kanały	P1, P2, P3, P4
Materiał	Nie zawiera lateksu, hipoalergiczny, sterylny

Ilość w opakowaniu

5

Informacje:

Model: