

MOTomed Loop.la - Urządzenie do treningu nóg lub ramion

Opis produktu:

Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia. Intuicyjna i łatwa obsługa, własne obrazy do treningów, regulowana wysokość **trenera** kończyn dolnych. Wyposażony w bezpieczne podstawki pod stopy i miękkie uchwyty na dłonie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Modele **MOTomed** Loop symbolizują najnowsze trendy w **terapii ruchowej** dla pacjentów siedzących. Innowacyjny system regulacji wysokości, nowoczesna koncepcja higieny dla placówek medycznych, minimalistyczny design z nowatorskimi cechami haptycznymi, zoptymalizowane wymiary i proporcje oraz intuicyjna obsługa urządzenia stanowią nową interpretację modeli **MOTomed**, umożliwiającą użytkownikom **progresywny trening**.

Nasz organizm jest naszym największym kapitałem.

Prof. Peter Winnermann

Utrzymanie go w kondycji i sprawności jest głównym warunkiem swobody i wolności.

Prof. Peter Wippermann

Jednoczesny ruch ramion i nóg

Urządzenie **MOTomed** Loop jest tak wyjątkowo skonstruowane, że pozwala na ćwiczenie dolnych i górnych części ciała jednocześnie, co umożliwia uzyskanie porządanego efektu **terapii** przy minimalnym nakładzie siły i czasu.

Łatwość obsługi

Poprzez nieskomplikowaną obsługę **urządzenia** również osoby niepełnosprawne mogą sobie z nim poradzić w bardzo prosty sposób.

Wysoka jakość

Technologia firmy RECK wykorzystana w urządzeniu **MOTomed** Loop jest przykładem współczesnego i przyszłościowego konceptu inwestycji, a zarazem reakcją zgodną z wymogami nowoczesnych klinik. Wszystkie użyte w urządzeniu materiały można w prosty sposób utrzymywać w czystości i dezynfekować. Metalowa konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość.

Cele terapii:

Nowe **MOTomed** zostało skonstruowane i przygotowane dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu. **Terapia ruchowa** może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.

- pobudzanie ruchu,
- wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
- aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
- redukcja spastyczności,
- zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zmęczeniu,
- pobudzanie układu krążenia wieńcowego.

Funkcje

- Trening pasywny, aktywny i wspomagany.
- Zmiana treningu nóg na trening ramion dotykiem.
- Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu.
- Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min.
- Opór hamulców od 0 do 20 (aktywnie).
- Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie).
- Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut.
- Ochrona ruchu & Program rozluźniania spastyczności.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- **Trening symetryczny.**
- Cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający).
- Programy terapeutyczne i motywujące.
- Szczegółowy Feedback podczas treningu i po jego zakończeniu.
- Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu.
- Eksport danych treningowych oraz import własnych programów, gier.
- Pokaz slajdów z USB (pendrive nie należy do wyposażenia).
- Oprogramowanie specjalnie przystosowane dla dzieci.
- Wybór języka.

Urządzenia do terapii chodu z rodziny **MOTomed** umożliwiają pacjentowi podjęcie decyzji co do stopnia samodzielności wykonywanych ćwiczeń. Innowacyjna koncepcja jednoczesnego treningu całego ciała czyni **MOTomed** Loop jedynym tego typu urządzeniem na rynku.

Wypożyczenie

- Regulacja wysokości trenera nóg i trenera ramion / górnej części tułowia o 15 cm (w obu przypadkach) bez użycia narzędzi.
- Oś pedałów trenera nóg może być podwyższana o 30 do 45 cm (od podłogi).
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy (7"), przechyłowy, składany.
- Stabilna metalowa konstrukcja, wysoka jakość i bezpieczne pozycjonowanie.
- 2-stopniowa regulacja zamachu pedałów (7 cm lub 12,5 cm).
- Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), łatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji.
- Łatwy transport dzięki dużym rolkom (Ø 13 cm).
- Uchwyt do transportu pokryty plastikiem.
- Szeregowy interfejs, interfejs-USB
- Szerokość podstawy urządzenia ograniczona do 38,5 cm.
- Kolor: biały/chromowany/czarny.

Wypożyczenie opcjonalne:

Opcjonalna konfiguracja produktu (nie może później być ponownie zmieniona) **Nr kat.**

	265.0
	265.0

Często wykorzystywane oprzyrządowanie **Nr kat.**

Opis artykułu

303.000	Prowadnic mate
265.004	Szybkie
507.020	Dokładne p
562.000	Mankiety
100.000	Zabezpiecz

Dane techniczne

Wymiary w cm:	(L x B x H)	70 x 60 x 107-122
Ciężar:		33 kg
Max. dopuszczalna waga użytkownika:		135 kg
Przekątna ekranu:		7" / 18 cm
Klasyfikacja:		wg MPG IIa
Napięcie sieciowe:	100-240	V~ / max. 120 VA
Częstotliwość zasilania:		47-63 Hz

Klasa ochronności:	II / Typ BF
---------------------------	-------------

Rotory neurologiczne w terapii Choroby Parkinsona:**Informacje:****Model:**

MOTOMED Usztywniające prowadnice do podudzi (para) : Nie, Tak
MOTOmed - 100.000 - Rozciągana podpórka zabezpieczająca wózek: Nie, Tak
MOTOMED - 562.000 - Elastyczne opaski do mocowania rąk (para): Nie, Tak
MOTOmed - 265.004 - Szybkie wpięcie stóp "QuickFix" (para): Nie, Tak
MOTOmed - 265.002 - Sprężyna gazowa do regulacji wysokości: Tak, Nie
MOTOmed - 265.001 - Specjalna podstawa o zredukowanej wysokości: Nie, Tak
MOTOmed - 507.020 - Dokładne ustawianie promienia zamachu pedałów (trener nóg, para): Nie, Tak