



MOTomed Loop.I - Urządzenie do treningu nóg

Opis produktu:

Urządzenie do treningu nóg. Łatwa i intuicyjna obsługa, wgrywanie własnych obrazów do treningu, regulacja wysokości trenera kończyn dolnych. Wyposażony w bezpieczne podstawki pod stopy i miękkie uchwyty na dłonie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

UWAGA: Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi około 14 dni roboczych.

Modele **MOTomed** Loop wykazują najnowsze trendy w **terapii ruchowej** dla pacjentów siedzących. Innowacyjny system regulacji wysokości, nowoczesna koncepcja higieny dla placówek medycznych, minimalistyczny design z nowatorami haptycznymi cechami, zoptymalizowane wymiary i proporcje oraz intuicyjna obsługa urządzenia stanowią nową interpretację modeli **MOTomed**, umożliwiającą użytkownikom **progresywny trening**.

Nasz organizm jest naszym największym kapitałem.

Prof. Peter Winnermann

Utrzymanie go w kondycji i sprawności jest głównym warunkiem swobody i wolności.

Prof. Peter Wippermann

Łatwość obsługi

Poprzez nieskomplikowaną obsługę urządzenia również osoby niepełnosprawne mogą sobie w bardzo prosty sposób z nim poradzić.

Wysoka jakość

Technologia firmy RECK wykorzystana w urządzeniu **MOTomed** Loop jest przykładem współczesnego i przyszłościowego konceptu inwestycji, a zarazem reakcją zgodną z wymogami nowoczesnych klinik. Wszystkie użyte w urządzeniu materiały można w prosty sposób utrzymywać w czystości i dezynfekować. Metalowa konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość.

Cele terapii:

Nowe **MOTomed** zostało skonstruowane i przygotowane dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu. Terapia ruchowa może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.

- pobudzanie ruchu,
- wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
- aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
- redukcja spastyczności,
- zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zmęczeniu,
- pobudzanie układu krążenia wieńcowego.

Funkcje

- Trening pasywny, aktywny i wspomagany.
- Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu.
- Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min.
- Opór hamulców od 0 do 20 (aktywnie).
- Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie).
- Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut.
- Ochrona ruchu & Program rozluźniania spastyczności.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Trening symetryczny.
- Cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający).
- Programy terapeutyczne i motywujące.
- Szczegółowy Feedback podczas treningu i po jego zakończeniu.
- Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu.
- Eksport danych treningowych oraz import własnych programów, gier.
- Pokaz slajdów z USB (pendrive nie należy do wyposażenia).
- Oprogramowanie specjalnie przystosowane dla dzieci.
- Wybór języka.

Urządzenia do terapii chodu z rodziny **MOTomed** umożliwiają pacjentowi podjęcie decyzji co do stopnia samodzielności wykonywanych ćwiczeń. Innowacyjna koncepcja jednoczesnego treningu całego ciała czyni **MOTomed** Loop jedynym tego typu urządzeniem na rynku.

Wyposażenie

- Regulacja wysokości trenera nóg o 15 cm bez użycia narzędzi.
- Oś pedałów trenera nóg może być podwyższana o 30 do 45 cm (od podłogi).
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy (7"), przechyłowy, składany.

- Stabilna metalowa konstrukcja, wysoka jakość i bezpieczne pozycjonowanie.
- 2-stopniowa regulacja zamachu pedałów (7 cm lub 12,5 cm).
- Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), łatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji.
- Łatwy transport dzięki dużym rolkom (Ø 13 cm).
- Uchwyt do transportu pokryty plastikiem.
- Szeregowy interfejs, interfejs-USB.
- Szerokość podstawy urządzenia ograniczona do 38,5 cm.
- Kolor: biały/chromowany/czarny.

Wyposażenie opcjonalne:

Opcjonalna konfiguracja produktu (nie może później być ponownie zmieniona) **Nr kat.**

	265.0
	265.0

Często wykorzystywane oprzyrządowanie **Nr kat.**

Opis artykułu

303.000	Prowadnic mate
265.004	Szybkie
507.020	Dokładne p

Dane techniczne

Wymiary w cm:	(L x B x H) 70 x 60 x 107-122
Ciężar:	31 kg
Max. dopuszczalna waga użytkownika:	135 kg
Przekątna ekranu:	7" / 18 cm
Klasyfikacja:	wg MPG IIa
Napięcie sieciowe:	100-240 V~ / max. 120 VA
Częstotliwość zasilania:	47-63 Hz
Klasa ochronności:	II / Typ BF

Rotory neurologiczne w terapii Choroby Parkinsona:

Informacje:

Model:

MOTOmed - 303.000 - Prowadnice na podudzia:
Nie, Tak

MOTOmed - 265.004 - Szybkie wpięcie stóp
"QuickFix" (para): Nie, Tak

MOTOmed - 265.002 - Sprężyna gazowa do
regulacji wysokości: Nie, Tak

MOTOmed - 265.001 - Specjalna podstawa o
zredukowanej wysokości: Nie, Tak

MOTOmed - 507.020 - Dokładne ustawianie
promienia zamachu pedałów (trener nóg, para):
Nie, Tak