



**MOTomed Loop kidz.la - Urządzenie do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia z prowadnicami do nóg**

### Opis produktu:

Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia. Łatwa i intuicyjna obsługa, wgrywanie własnych obrazów do treningu, regulacja wysokości trenera kończyn dolnych. Wyposażony w bezpieczne podstawki pod stopy i miękkie uchwyty na dłonie.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Modele **MOTomed** Loop symbolizują najnowsze trendy w terapii ruchowej dla pacjentów siedzących. Innowacyjny system regulacji wysokości, nowoczesna koncepcja higieny dla placówek medycznych, minimalistyczny design z nowatorскими cechami haptycznymi, zoptymalizowane wymiary i proporcje oraz intuicyjna obsługa urządzenia stanowią nową interpretację modeli **MOTomed**, umożliwiającą użytkownikom progresywny trening.

*Nasz organizm jest naszym największym kapitałem.*

**Prof. Peter Winnermann**

*Utrzymanie go w kondycji i sprawności jest głównym warunkiem swobody i wolności.*

**Prof. Peter Wippermann**

### Jednoczesny ruch ramion i nóg

Urządzenie **MOTomed** Loop jest tak wyjątkowo skonstruowane, że pozwala na ćwiczenie dolnych i górnych części ciała jednocześnie, co umożliwia uzyskanie porządanego efektu terapii przy minimalnym nakładzie sił i czasu.

### Łatwość obsługi

Poprzez nieskomplikowaną obsługę urządzenia również osoby niepełnosprawne mogą sobie z nim

poradzić w bardzo prosty sposób.

### Wysoka jakość

Technologia firmy RECK wykorzystana w urządzeniu **MOTomed** Loop jest przykładem współczesnego i przyszłościowego konceptu inwestycji, a zarazem reakcją zgodną z wymogami nowoczesnych klinik. Wszystkie użyte w urządzeniu materiały można w prosty sposób utrzymywać w czystości i dezynfekować. Metalowa konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość.

### Cele terapii:

Nowe **MOTomed** zostało skonstruowane i przygotowane dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu. Terapia ruchowa może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.

- pobudzanie ruchu,
- wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
- aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
- redukcja spastyczności,
- zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zmęczeniu,
- pobudzanie układu krążenia wieńcowego.

### Funkcje

- Trening pasywny, aktywny i wspomagany.
- Zmiana treningu nóg na trening ramion dotykiem.
- Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu.
- Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min. (90 obr./min. w **MOTomed** Loop Parkinson).
- Opór hamulców od 0 do 20 (aktywnie).
- Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie).
- Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut.
- Ochrona ruchu & Program rozluźniania spastyczności.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Trening symetryczny.
- Cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający).
- Programy terapeutyczne i motywujące.
- Szczegółowy Feedback podczas treningu i po jego zakończeniu.
- Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu.
- Eksport danych treningowych oraz import własnych programów, gier.
- Pokaz slajdów z USB (pendrive nie należy do wyposażenia).
- Oprogramowanie specjalnie przystosowane dla dzieci.
- Wybór języka.

Urządzenia do terapii chodu z rodziny **MOTomed** umożliwiają pacjentowi podjęcie decyzji co do stopnia samodzielności wykonywanych ćwiczeń. Innowacyjna koncepcja jednoczesnego treningu całego ciała czyni **MOTomed** Loop jedynym tego typu urządzeniem na rynku.

### Wyposażenie

- Regulacja wysokości trenera nóg i trenera ramion / górnej części tułowia o 15 cm (w obu przypadkach) bez użycia narzędzi.
- Oś pedałów trenera nóg może być podwyższana o 30 do 45 cm (od podłogi).
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy (7"), przechyłowy, składany.
- Stabilna metalowa konstrukcja, wysoka jakość i bezpieczne pozycjonowanie.

- 2-stopniowa regulacja zamachu pedałów (7 cm lub 12,5 cm).
- Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), łatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji.
- Łatwy transport dzięki dużym rolkom (Ø 13 cm).
- Uchwyt do transportu pokryty plastikiem.
- Szeregowy interfejs, interfejs-USB
- Szerokość podstawy urządzenia ograniczona do 38,5 cm.
- Kolor: biały/chromowany/czarny.

#### Wypożyczenie opcjonalne:

Opcjonalna konfiguracja produktu (nie może później być ponownie zmieniona) **Nr kat.**

|  |       |
|--|-------|
|  | 265.0 |
|  | 265.0 |

Często wykorzystywane oprzyrządowanie **Nr kat.**

**Opis artykułu**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 303.000 | Prowadnic<br>mate |
| 265.004 | Szybkie           |
| 562.020 | Mankiety d        |

#### Dane techniczne

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Wymiary w cm:</b>                       | (L x B x H) 70 x 60 x 107-122 |
| <b>Ciężar:</b>                             | 33 kg                         |
| <b>Max. dopuszczalna waga użytkownika:</b> | 135 kg                        |
| <b>Przekątna ekranu:</b>                   | 7" / 18 cm                    |
| <b>Klasyfikacja:</b>                       | wg MPG IIa                    |
| <b>Napięcie sieciowe:</b>                  | 100-240 V~ / max. 120 VA      |
| <b>Częstotliwość zasilania:</b>            | 47-63 Hz                      |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | II / Typ BF                   |

Rotory neurologiczne w terapii Choroby Parkinsona:

**Informacje:**

**Model:**

MOTOMED - 562.020 - Elastyczne opaski do mocowania rąk: Nie, Tak  
MOTOmed - 303.000 - Prowadnice na podudzia: Nie, Tak  
MOTOmed - 265.004 - Szybkie wpięcie stóp "QuickFix" (para): Nie, Tak  
MOTOmed - 265.002 - Sprężyna gazowa do regulacji wysokości: Nie, Tak  
MOTOmed - 265.001 - Specjalna podstawa o zredukowanej wysokości: Nie, Tak