

Jednorazowe żelowane elektrody do EKG / rezonansu MRI



Opis produktu:

Jednorazowe, samoprzylepne elektrody piankowe do MRI, 42 x 45 mm, żel stały, węglowe złącze SNAP, Opakowanie 50 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe, samoprzylepne **elektrody piankowe do MRI**, 42 x 45 mm z żelem stałym, wyposażone w **węglowe złącze SNAP**, Opakowanie zawiera 50 szt. Produkt charakteryzuje się **wysoką przylepnością i doskonałą przewodnością**, dzięki zastosowaniu **żelu stałego**. **Elektrody** przeznaczone są do **monitorowania EKG** podczas badań w **rezonansach magnetycznych (MRI)**. Elektrody są radioprzeierne i bezpiecznie można je stosować w środowisku MR.

Ze względu na różnorodność zastosowań w elektrodach EKG wykorzystywane są dwa typy żelów:

- Elektrody EKG z żelem stałym przeznaczone są do procedur krótko i długoterminowych. Żel stały ma nie tylko właściwości przewodzące, ale również klejące. Elektrody EKG zapewniają wysoką jakość badań i szybki odbiór, nawet bez odpowiedniego przygotowania skóry poprzez zastosowania żelu ściernego. Żel nie podrażnia skóry i nie zostawia na niej żadnych pozostałości.
- Elektrody EKG z żelem ciekłym są idealnym wyborem do procedur krótkoterminowych, dzięki łatwej aplikacji i bezproblemowemu usuwaniu. Zastosowanie żelu ciekłego umożliwia szybkie monitorowanie EKG, nawet bez właściwego przygotowania skóry i zastosowania żelu ściernego.

Elektrody marki EF Medica wykonane są z dwóch typów materiałów, aby spełnić wymagania każdej aplikacji

- Elektrody EKG piankowe są w szczególności przeznaczone do Prób Wysiłkowych i badań Echo oraz do Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. Pianka zabezpiecza i chroni

czujnik wraz z żelem, przed płynami chirurgicznymi i substancjami czyszczącymi.

- Elektrody EKG wykonane z miękkiej włókniny polecane są do monitorowania długo okresowego i zapewniają pacjentowi długotrwały komfort podczas badania. Elektrody EKG wykonane są z materiału przepuszczającego powietrze, który jest jednocześnie elastyczny i dostosowuje się do ruchów pacjenta. Elektrody włókninowe polecane są zwłaszcza dla aktywnych pacjentów.

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model: