

Półsztywna proteza prącia Tactra

Opis produktu:

Tactra™ - Półsztywna **proteza prącia** nowej generacji, zapewniająca optymalną sztywność, trwałość i dyskrecję.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Półsztywna proteza prącia nowej generacji - Tactra™

Naturalny wybór

Nowa półsztywna proteza prącia z rdzeniem nitinolowym zapewnia **optymalną sztywność, trwałość i dyskrecję**.

- Opatentowana dwuwarstwowa silikonowa konstrukcja zapewnia autentyczne, **naturalne odczucia**
- Dynamiczny **nitinolowy rdzeń** zapewnia optymalną sztywność, trwałość i dyskrecję

- Miękka, zaokrąglona dystalna końcówka silikonowa zaprojektowana w celu zapewnienia **maksymalnego komfortu** i satysfakcji pacjenta
- Uproszczony dobór rozmiarów w celu uwzględnienia najszerszego spektrum **anatomii pacjenta**
- Dopasowana konstrukcja przedłużacza cylindra i tylnej końcówki (Rear Tip Extenders- RTEs) umożliwia **bezpieczne połączenie**
- Łatwość implantacji za pomocą wielu metod chirurgicznych

Niezawodna wytrzymałość

Część giętka protezy zginana od 0 do 90° przez 100 000 cykli użytkowania bez uszkodzeń mechanicznych. Odpowiada to dwukrotności oczekiwanego okresu użytkowania urządzenia wynoszącego 10 lat.

Dopasowana konstrukcja przedłużenia cylindra i tylnej końcówki (Rear Tip Extenders- RTE)

Nieprzeziernie końcówki RTE z szybkozłączkami są **bezpieczne, łatwe w obsłudze** oraz zapewniają solidną proksymalną podstawę do implantacji.

Obciążenie osiowe

Wytrzymały nitinolowy rdzeń protezy prącia Tactra jest w stanie wytrzymać co najmniej 4-krotny nacisk potrzebny do wprowadzenia członka do pochwy^{1,3}

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

- Nie dla pacjentów z infekcjami dróg moczowych oraz infekcjami skóry w rejonie pola operacyjnego
- Naturalne i spontaniczne erekcje, jak również inne leczenie interwencyjne po implantacji protezy prącia są niemożliwe
- U pacjentów z cukrzycą, urazami rdzenia kręgowego lub otwartymi ranami istnieje zwiększone ryzyko infekcji

Uproszczony wybór rozmiaru

Średnica	Długość	Numer katalogowy
9,5 mm	14 cm - 23 cm	720080-01
11 mm	16 cm - 25 cm	720081-01
13 mm	18 cm - 27 cm	720082-01

***W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.**

Informacje:

Proteza prącia: Półsztywna proteza prącia

Model:

