



## Aparat do terapii radialną falą uderzeniową Intelect RPW2 Chattanooga

### Opis produktu:

Nowa generacja aparatu do terapii **radialną falą uderzeniową**. Unikatowa automatyczna regulacja ciśnienia stworzona z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu

Ważna informacja

Głowica **HF V-ACTOR®** do aparatów do terapii falami uderzeniowymi **nie jest dołączona do aparatu** i należy ją dokupić osobno. Zobacz głowicę.

Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Aparat do terapii radialną falą uderzeniową Intelect RPW2 Chattanooga

Generacja 2020 to dzięki 10-letniemu doświadczeniu oraz 10000 sprzedanych urządzeń RPW na całym świecie, firma Chattanooga® zaimplementowała szereg innowacyjnych rozwiązań

technologicznych w urządzeniu nowej generacji do terapii radialną falą uderzeniową.

INTELECT® RPW2 łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, wygodę pacjenta oraz łatwość użytkowania, co sprawia, że jest ono jednym z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku.

## **Terapia radialną falą uderzeniową**

Terapia wykorzystuje fale dźwiękowe co cechuje ją wysoką efektywnością, neutralizuje pomarańczową skórę oraz poprawia rzeźbę ciała. Jej efekty to m.in. większa elastyczność i jędrność skóry. Poprawieniu ulegają również krążenie krwi i limfy, co zwiększa napięcie skóry oraz wyszczupla strefy ciała objęte leczeniem.

Bardzo niska bolesność to zaleta możliwości dostosowania ciśnienia, co dodatkowo sprawia, że powłoki skórne pozostają nienaruszone. Należy pamiętać o zapewnieniu stałego poziomu energii emitowanych fal, a można to zrobić nakładając specjalny żel do USG na skórę.

## **Wskazania i zastosowanie kliniczne**

### **Główne wskazania**

- Zapalenie ścięgna Achillesa
- Choroby przyczepów ścięgien
- Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
- Ból w schorzeniach ortopedycznych
- Zapalenie powięzi podeszwy
- Wibracyjny masaż impulsowy

### **Szerokie zastosowanie w terapii**

- Akupunktura falą uderzeniową
- Terapia antycellulitowa (I-III stopnia)
- Napinanie tkanki łącznej
- Usuwanie nagromadzeń limfy
- Rzeźbienie ciała
- Masaż zdrowotny
- Pobudzanie tkanki mięśniowej
- Regulacja napięcia mięśniowego
- Masaż leczniczy i drenaż
- Leczenie entezopatii

Rehabilitacja kręgosłupa

## Terapia wibracyjna

**Metabolizm:** Pobudza przemianę materii oraz przyspiesza wydalanie jej produktów ubocznych.

**Stymulacja:** Napina tkankę mięśniową poprzez jej intensywne pobudzenie.

**Estetyka:** Ujędrnia skórę, przywracając jej naturalny, młody wygląd.

**Relaksacja:** Zapewnia skuteczne leczenie połączone z głębokim odprężeniem pacjenta.

## Cechy charakterystyczne

### NOWA GŁOWICA RSWT FALCON®

Umożliwiająca stosowanie niższego ciśnienia, co pozwala na rozszerzone wykorzystywanie urządzenia w połączeniu z różnymi aplikatorami.

### HF V-ACTOR®

Częstotliwość wibracji aż do 50Hz dla terapii wibracyjnej, rozluźnianie mięśni.

### ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Wszystko, czego potrzebujesz w zasięgu ręki; głowica, aplikatory, półka, butelka z żelem, uchwyty na kable, miękka torba.

**SUGEROWANA BIBLIOTEKA PROTOKOŁÓW:** Dostępna za pośrednictwem jednego kliknięcia; obrazy leczenia, biblioteka anatomiczna, patologie oraz wskazówki dotyczące leczenia.

**KOLOROWY EKRAŃ:** Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" o wysokiej rozdzielczości, gwarantujący znakomity obraz.

**TRYB KOMFORTU:** Unikatowa automatyczna regulacja ciśnienia stworzona z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu.

**SZEROKA OFERTA APLIKATORÓW:** Dostępne 17 różnych aplikatorów przeznaczonych do leczenia entezopatii, tendinopatii, punktów spustowych, kręgosłupa oraz powięzi.

**NIEWIELKIE WYMIARY:** Smukła konstrukcja Intellect RPW2 nie wymaga dużo miejsca wymiary 41 x 42 x 110 cm.

**ROZSZERZONY ZAKRES CIŚNIENIA:** Głowica Falcon pozwala na stosowanie rozszerzonego zakresu ciśnienia od 0,3 do 5 barów, co zapewnia pacjentowi o wiele większy komfort i umożliwia terapię powięziową oraz rehabilitację kręgosłupa (ZWRÓĆ UWAGĘ: PERI-V-ACTOR® oraz SPINE-V-ACTOR® mogą pracować z max. Ciśnieniem wynoszącym 3 bary).

## Aplikatory INTELECT RPW2

Oferta standardowych aplikatorów do **terapii radialną falą uderzeniową (RPW)**. Każdy aplikator charakteryzuje się unikalnym kształtem oraz materiałem, aby mógł wygenerować własny strumień energii o określonej gęstości i profilu fali. Opcjonalna głowica **HF V-ACTOR®** umożliwia stosowanie

wibracji mechanicznych w **masażu wibracyjnym**.

**W zestawie z urządzeniem są standardowo 2 aplikatory: Ro40, D20-S**

## Ro40

**Kategoria:** Punkty spustowe / zapalenie ścięgien

Aplikator strumienia energii 15 mm z wklęsłą powierzchnią kontaktową, najlepszy do terapii stref bólu w pobliżu powierzchni skóry

**Głębokość penetracji:** 0-35 mm

**Poziom gęstości:** średni

## D20-S

**Kategoria:** Terapia mięśniowo-powięziowa

Standardowy oscylator, aplikator 20 mm przeznaczony do leczenia mięśni oraz tkanki łącznej

**Głębokość penetracji:** 0-50 mm

**Poziom Gęstości:** średni

## Akcesoria standardowe

Nr elementu	Opis
<b>18080</b>	<b>Głowica FALCON®</b> , zawiera 2 naboje, 2 rurki przewodnice, 1 szczoteczkę do czyszczenia, 1 klucz płaski, 1 klucz imbusowy
<b>28178</b>	Aplikator Ro40
<b>29724</b>	Aplikator D20-S czarny
<b>15-1140</b>	Klucz USB
<b>13-28660</b>	Instrukcja szybkiego startu, dostępna w wielu językach
<b>22652</b>	Zasobnik na aplikator
<b>22651</b>	Uchwyt na butelkę z żelem
<b>4248</b>	1 butelka żelu 250ml
1 przewód zasilający z wtyczką w standardzie europejskim dla 2174KIT, 1 przewód zasilający z wtyczką w standardzie północnoamerykańskim dla 2173KIT, przewód zasilający w standardzie japońskim dla 2175KIT	

## Akcesoria opcjonalne

Nr elementu	Opis
<b>18080</b>	Głowica <b>FALCON®</b> , zawiera 2 naboje, 2 rurki przewodnice, 1 szczoteczkę do czyszczenia, 1

	klucz płaski, 1 klucz imbusowy
<b>29104</b>	Zestaw naprawczy, krótki, zawiera 2 naboje, 2 rurki prowadzące (krótkie), 2 zestawy okrągłych uszczeltek, 1 prowadnica do uszczeltek
<b>29104</b>	Aplikator A6 czarny
<b>29802</b>	Aplikator T10 czarny
<b>29729</b>	Aplikator C15 czarny
<b>29728</b>	Aplikator DI16 czarny
<b>29726</b>	Aplikator F15 czarny
<b>29724</b>	Aplikator D20-S czarny
<b>29725</b>	Aplikator D35-S czarny
<b>28736</b>	Aplikator D20-T czarny
<b>28178</b>	Aplikator Ro40 czerwony
<b>18638</b>	Aplikator R15 czarny
<b>29539</b>	Aplikator ATLAS RPW
<b>19365</b>	Głowica HF V-ACTOR®, zestaw zawiera aplikator V-ACTOR®, V25 oraz V40
<b>29742</b>	Aplikator V-ACTOR V10
<b>28740</b>	Aplikator V-ACTOR V25
<b>28741</b>	Aplikator V-ACTOR V40
<b>31800</b>	Zestaw 9 aplikatorów: (A6, T10, C15, DI15, F15, D20-S, D35-S, D20-T, Ro40)
<b>28945</b>	Zestaw 4 aplikatorów powięziowych PERI-ACTOR®
<b>28946</b>	Zestaw 3 aplikatorów SPINE-ACTOR®
<b>82-0274</b>	Torba Intelect RPW 2
<b>22651</b>	Uchwyt na butelkę z żelem
<b>22652</b>	Zasobnik na aplikatory
<b>4248</b>	24 butelki żelu transmisyjnego 250ml
<b>14820</b>	Przewód zasilający Europa
<b>14679</b>	Przewód zasilający Ameryka Północna
<b>14821</b>	Przewód zasilający Japonia
<b>14814</b>	Przewód zasilający Szwajcaria
<b>14819</b>	Przewód zasilający Australia

<b>14815</b>	Przewód zasilający Wielka Brytania
<b>14816</b>	Przewód zasilający Indie
<b>14817</b>	Przewód zasilający Izrael
<b>14818</b>	Przewód zasilający Dania
<b>82-0274</b>	Torba Intelect RPW 2

## Informacja o gwarancji

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją, głowica RSWT 24 miesiące lub 2 miliony impulsów, głowica HF V-actor 24 miesiące lub 1 milion impulsów. **Gwarancja nie dotyczy elementów eksploatacyjnych: aplikatorów, nabojów, oringów.**

## Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa

## Model: