

Marker kalibracyjny RTG 25mm



Opis produktu:

Umieszczając kulkę **kalibracyjną** w kadrze zdjęcia **RTG** chirurg może w prosty sposób ustalić współczynnik powiększenia obrazu rentgenowskiego i określić rzeczywisty rozmiar badanych anatomii.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Skuteczne planowanie zabiegów operacyjnych wymaga właściwego określenia **współczynnika powiększenia obrazu** RTG. W tym celu stworzono marker kalibracyjny RTG z kulą o stałych wymiarach i **szerokich możliwościach pozycjonowania**.

Umieszczając kulkę kalibracyjną w kadrze zdjęcia RTG chirurg może w prosty sposób ustalić **współczynnik powiększenia obrazu** rentgenowskiego i określić rzeczywisty rozmiar badanych anatomii. Znajomość poprawnej skali jest niezbędna w przypadku zabiegów takich jak np.: TTA i TPLO umożliwiając dobór odpowiedniego rozmiaru implantu dla danego pacjenta.

Marker **kalibracyjny RTG** standardowo dostępny jest w 3 wariantach:

- mocowany do stołu,
- zamocowany na przenośnej podstawie,
- na uchwycie magnetycznym.

Informacje:

Opcje produktu:

Marker kalibracyjny RTG 25mm: Uchwyt
Przykręcany, Podstawka magnetyczna,
Podstawka klasyczna