

## Aparat do terapii radialną falą uderzeniową ShockMaster 500



### Opis produktu:

Stacjonarny **aparat** do **terapii radialną falą uderzeniową** z wbudowanymi protokołami zabiegowymi oraz atlasem anatomicznym.

Sprawdź finansowanie na zakup aparatu ShockMaster 500

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Aparat do terapii radialną falą uderzeniową ShockMaster 500

Najnowszy aparat do fali uderzeniowej ShockMaster 500 charakteryzuje unikatowy design oraz wykonanie z materiałów najwyższej jakości, zapewniające maksimum funkcjonalności. Przemysłana konstrukcja urządzenia gwarantuje przeprowadzanie efektywnych zabiegów w najkorzystniejszych warunkach dla terapeuty:

ShockMaster jest wiodącą marką wśród aparatów do terapii radialną falą uderzeniową. Dzięki zapewnianiu innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie terapii falą uderzeniową ShockMaster znacząco przyczynia się do sukcesu swoich użytkowników. Urządzenia ShockMaster 500 zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku medycznego. Unikalna kombinacja najnowszej technologii i inteligentny interfejs użytkownika powodują, że są to urządzenia niezbędne w każdej praktyce rehabilitacyjnej.

## Co czego służy ShockMaster 500?

**ShockMaster 500** to aparat przeznaczony do **terapii radialną falą uderzeniową RSWT** (Radial Shock Wave Therapy). To wysoce skuteczna metoda zabiegowa wykorzystująca wysoką energię mechanicznej fali infradźwiękowej.

Terapia falą uderzeniową przeznaczona jest do terapii: zmian patologicznych w ścięgnach, więzadłach, torebkach stawowych, mięśniach i kościach pacjenta.

Działanie fali uderzeniowej opiera się na stymulacji ciała do regeneracji, podniesienia metabolizmu i poprawie krążenia krwi.

## Aparat do fali uderzeniowej ShockMaster 500

Urządzenia ShockMaster 500 posiada niezwykle intuicyjny interfejs, pozwalający użytkownikowi na pełną kontrolę nad zabiegiem przez cały czas jego trwania.

Wszechstronność, komfort, design, a co najważniejsze, jakość, czynią urządzenie do fali uderzeniowej ShockMaster 500 idealnym rozwiązaniem dla terapeuty.

Przyjazny użytkownikowi ekran dotykowy pozwala na łatwe zaadaptowanie parametrów zabiegu do konkretnych potrzeb pacjenta.

## Terapia falą uderzeniową ma na celu uzyskanie:

- efektu mechanicznego opartego na dezintegracji złogów wapniowych i zwłóknień,
- działania przeciwbólowego, dzięki wpływowi na powierzchniowe nerwy i uwalnianiu endorfin
- procesu terapeutycznego - przez wzrost ukrwienia tkanek i przyspieszenie procesów metabolicznych

## Jaka jest skuteczność aparatu do fali uderzeniowej ShockMaster 500?

80% pacjentów odczuwa wyraźną ulgę i redukcję dolegliwości bólowych już po 2 lub 3 zabiegach. Sam zabieg w zależności od dolegliwości trwa od 5 do 10 minut. Optymalnie zaleca się wykonanie 2 do 3 zabiegów z tygodniowymi odstępami między zabiegami.

## Główne wskazania:

- bóle barku z ewentualnymi zwapnieniami,

- zapalenie ścięgna mięśni stożka rotatorów,
- zespół łokcia golfisty i tenisisty,
- kolano skoczka - zapalenie ścięgna rzepkowego,
- zapalenie ścięgna Achillesa,
- bóle nadgarstka,
- bóle bioder,
- przewlekłe stany bólowe szyi i pleców,
- stan podwyższonego napięcia mięśniowego,
- mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
- ostroga piętowa,
- przewlekłe stany zapalne przyczepów mięśniowych,
- stan zapalny powięzi podszwowej stopy,
- zespół mięśnia piszczelowego przedniego.

### Akcesoria standardowe:

- głowica zabiegowa,
- aplikator klasyczny 15 mm,
- aplikator do głębokiej penetracji,
- D-ACTOR® 20 mm,
- zestaw naprawczy (4 naboje, 4 prowadnice),
- wózek z szufladą.

### Akcesoria dodatkowe:

- druga głowica zabiegowa,
- głowica V-ACTOR® (aplikator 25 mm i 40 mm),
- aplikator D-ACTOR® 35 mm,
- aplikator skupiający,
- aplikator akupunktury.

#### Informacja o gwarancji

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją, głowica RSWT 24 miesiące lub 2 miliony impulsów, głowica HF V-actor 24 miesiące lub 1 milion impulsów. **Gwarancja nie dotyczy elementów eksploatacyjnych: aplikatorów, nabojów, oringów.**

### Dane techniczne:

<b>Kanały wyjściowe :</b>	2
<b>Kompresor :</b>	olejowy, 40 dB, 8 barów, 50l/min
<b>Częstotliwość :</b>	0,5 do 21 Hz (z V-ACTOR 35 Hz)
<b>Ciśnienie:</b>	1 do 5 barów
<b>Maksymalna gęstość energii :</b>	0.38 mJ/mm <sup>2</sup> lub 0.63 mJ/mm <sup>2</sup>
<b>Waga całkowita z kompresorem</b>	65 kg
<b>Aktualizacja oprogramowania :</b>	port USB
<b>Baza pacjentów :</b>	2500 (do 10 zabiegów dla pacjenta)

<b>Panel sterowania :</b>	kolorowy wyświetlacz dotykowy (7")
<b>Wymiary (wys. x gł. x szer.):</b>	102 x 58 x 57 cm

**Informacje:**

Kategoria: Fala uderzeniowa

**Model:**