



Przenośny zestaw do magnetoterapii Easy QS

Opis produktu:

Zestaw przenośny do magnetoterapii EASY QS to łatwe i intuicyjne w obsłudze urządzenie. Doskonale sprawdzi się podczas leczenia miejscowego. W zestawie 2 aplikatory FLEXA oraz torba transportowa.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośny zestaw do magnetoterapii Easy QS

Easy Qs jest praktycznym i **przenośnym urządzeniem do magnetoterapii**, łatwym i intuicyjnym w obsłudze, przeznaczonym głównie do przeprowadzania leczenia miejscowego. Dostarczane w zestawie **elastyczne aplikatory Flexa** dopasowują się kształtem do każdego obszaru ciała, a generowane przez nie pole magnetyczne jest **stałe i jednorodne**, o emisji prostopadłej do powierzchni ciała.

Aplikatory Flexa wytwarzają również wibrację, dającą dodatkowy efekt terapeutyczny. Wprowadzone do pamięci urządzenia programy podlegają modyfikacji, umożliwiając dostosowanie parametrów do konkretnych wymagań pacjenta, takich jak rodzaj patologii czy faza leczenia.

Metody aplikacji pola magnetycznego

terapia ukierunkowana (kontaktowa) przeprowadzana za pomocą aplikatorów elastycznych lub solenoidów o małej średnicy. Jest ona stosowana do leczenia urazów zogniskowanych, dysfunkcji i urazów ogólnych oraz jako uzupełnienie w terapiach przeciwbólowych.

terapia ogólna (całościowa) przeprowadzana za pomocą solenoidów o dużych średnicach, stacjonarnych oraz przesuwanych manualnie lub automatycznie na leżance. Duża średnica aplikatora pozwala na przeprowadzenie terapii większych partii ciała lub całego organizmu. Zastosowanie obu metod zwiększa efektywność działania pola magnetycznego.

Cechy charakterystyczne:

- 1 kanał terapeutyczny (2 wyjścia do podłączenia aplikatorów Flexa),
- wbudowane programy terapeutyczne z możliwością personalizacji przez użytkownika,
- prosty w obsłudze i czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD,
- dodatkowa wibracja aplikatorów Flexa,
- klawiatura pokryta membraną zabezpieczającą.

Wypożyczenie standardowe:

- **Sterownik Easy QS:** 28 x 38 x 13 cm; 3 kg
- **Aplikator Flexa:** 21 x 36 x 2.5 cm; 1.2 kg
- **Torba transportowa:** 50 x 38 x 18 cm; 1 kg

Informacje:

Tryby pracy: Ciągły i impulsowy
Typ urządzenia: Aparat do magnetoterapii
Zakres częstotliwości: 0-100 Hz
Zakres częstotliwości: 0.5 - 100
Liczba kanałów: 1
Mobilność: Przenośny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: Brak danych
Zapis własnych programów: Tak
Czas zabiegu: 1-99 lub tryb pracy ciągły
Intensywność: 5 - 100
Maksymalna indukcja: Do 10 mT
Pobór mocy: 300 VA
Zasilanie: 90-260
Zasilanie: 50-60

Model: