




Urządzenie do magnetoterapii PMT Qs Vet

Opis produktu:

Urządzenie do magnetoterapii PMT QS Vet to innowacyjne rozwiązanie do magnetoterapii weterynaryjnej, o ergonomicznym kształcie, proste w obsłudze.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Easy Qs Vet

Urządzenie do magnetoterapii PMT QS Vet to innowacyjne **rozwiązanie do magnetoterapii weterynaryjnej**, o ergonomicznym kształcie, proste w obsłudze. Generator pulsującego pola magnetycznego sterowany jest przez mikroprocesor obsługujący 3 niezależne kanały – każdy z dwoma wyjściami, do których można podłączyć łącznie 4 solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa. **PMT Qs Vet** dziedziczy cechy Easy Qs Vet i poszerza jego zastosowania: dzięki niezależnym kanałom umożliwia podłączenie paru aplikatorów jednocześnie. Urządzenie opiera się na generatorze PMT, a klient decyduje, który aplikator będzie najbardziej odpowiedni. Wprowadzone do pamięci urządzenia programy terapeutyczne podlegają modyfikacji, umożliwiając dostosowanie parametrów do konkretnych wymagań pacjenta, takich jak rodzaj patologii czy faza leczenia.

Metody aplikacji pola magnetycznego:

Terapia ukierunkowana (kontaktowa) przeprowadzana za pomocą aplikatorów elastycznych lub solenoidów o małej średnicy. Jest ona stosowana do leczenia urazów zogniskowanych, dysfunkcji i urazów ogólnych oraz jako uzupełnienie w terapiach przeciwbólowych.

Terapia ogólna (całościowa) przeprowadzana za pomocą solenoidów o dużych średnicach,

stacjonarnych oraz przesuwanych manualnie lub automatycznie na leżance. Duża średnica aplikatora pozwala na przeprowadzenie terapii większych partii ciała lub całego organizmu. Zastosowanie obu metod zwiększa efektywność działania pola magnetycznego.

Specyfikacja techniczna	
Kanały	3 całkowicie niezależne
Wyjścia	4
Częstotliwość	od 0,5 do 100 Hz
Natężenie pola magnetycznego	zmiennie od 5 do 100%
Czas zabiegu	od 1 do 99 min lub ciągły
Wbudowane programy	terapeutyczne oraz tryb manualny
Wyświetlacz	podświetlany, LCD
Klawiatura	membranowa
Wymiary sterownika	28 x 38 x 13 cm
Waga sterownika	3 kg
Zasilanie	100/240V±10% 50/60Hz 60-270VA
Alarmy i bezpieczeństwo	
Sygnał dźwiękowy	rozpoczęcia i zakończenia terapii
Opcja językowa	tak
Sygnały i alarmy	o stanie urządzenia
Akcesoria w zestawie	
✓ torba przenośna	
Opcjonalne akcesoria	
Aplikator Flexa Vet	36 x 21 x 2 (szer. X gł. X wys.) cm; 1,2 kg
Przenośny solenoid	30 cm: głębokość 21 cm; 6,5 kg
Przenośny solenoid	50 cm: głębokość 34 cm; 11,5 kg
Wózek pod aparat	63 x 54 x 85 (szer. X gł. X wys.) cm; 17 kg

Informacje:

Magnetoterapia: Aparaty
Kategoria: Weterynaria
Kategoria: Laseroterapia

Model: