


System analizy ruchu Simi Motion Vet



Opis produktu:

Medycyna weterynaryjna oparta na dowodach -
Analiza ruchu w diagnostyce, terapii i
rehabilitacji.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

System analizy ruchu Simi Motion Vet

Simi oferuje najlepsze oprogramowanie do analizy ruchu, które zapewnia dokładne wyniki również w dziedzinie medycyny weterynaryjnej i od lat jest wykorzystywane w badaniach i praktyce weterynaryjnej. Dlatego nasze oprogramowanie jest wykorzystywane do uzyskiwania pouczających informacji na temat złej postawy, asymetrii lub urazów i kulawizny koni i psów.

Analiza ruchu konia

Wiedza zgromadzona przez oprogramowanie Simi może znacząco wpłynąć na wybór podków lub ponownie sprawdzić kulawiznę i chód koni. Posiadanie konia oznacza również, że kluczowe znaczenie ma zapobieganie kontuzjom. Dzięki Simi Motion będziesz w stanie dokonać wczesnego wykrycia asymetrii co pozwala uniknąć wielu kontuzji. Simi Motion znajduje również użytek w sporcie jeździeckim i może pomóc w optymalizacji wyników sportowych. Analizy przy użyciu Simi Motion można również dokonywać podczas wyścigów lub zawodów. Wszystko, czego potem brakuje, to kompleksowa analiza ruchu i techniki jeźdźcy lub dżokeja, aby usunąć wszystkie możliwe zakłócenia pochodzenia ludzkiego. Dzięki nowej technologii Simi możesz teraz pracować całkowicie bez markerów. Jest to bardzo korzystne w przypadku pracy ze zwierzętami, ponieważ futro zawsze miało wpływ na umieszczanie znaczników. Dzięki Simi Shape nie trzeba już pracować ze znacznikami - ale dostępna jest również opcja pracy w formie hybrydowej, aby uzyskać to, co najlepsze z obu światów.

[img-22419-left-large_default]

Simi Motion Vet - prezentacja:

Informacje:

Model: