

Aparat do archiwizacji danych i obrazów medycznych MediCapture USB200

Opis produktu:

Urządzenie służące do archiwizacji obrazów medycznych na przenośnych dyskach USB.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Medicapture 200

Cechy:

- Proste urządzenie do nagrywania filmów i obrazów na pamięci typu USB.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku USB o pojemności do 500 GB
- Zapis video w standardzie SD PAL/NTSC
- Rozdzielczość obrazów do 1024 x 768 pikseli
- Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG., PNG i DICOM
- Zapis filmów w formacie MPEG 2
- Możliwość wpisywania danych pacjenta poprzez klawiaturę USB
- Sterowanie z główki kamery
- Duży jasny kolorowy wyświetlacz

Parametry techniczne:

- System TV: PAL
- Wyświetlacz LCD: 2,5" kolorowy
- Wyjścia / wejścia: S-Video (Y/C, Mini-DIN)
- Format zdjęć: DICOM, JPG, TIFF, PNG
- Format sekwencji wideo: MPEG1 / MPEG2
- Zapis na Mediacapture USB Flash Drive (inc. Software)
- Wymiary: 240 x 63 x 200
- Standardy: Urządzenia medyczne 93/42/EEC
- Klasa 1, EN 60601-1, znak BF/CE

	Pobierz ulotkę produktu
--	--------------------------------

Informacje:**Opcje produktu:**