

Stół operacyjny Lojer Scandia SC330

Opis produktu:

Lojer Scandia SC330 to nowoczesny **elektrohydrauliczny stół operacyjny** z możliwością **dowolnej konfiguracji**. Znacznie ułatwia pracę zespołu na **bloku operacyjnym**, a innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewniają prostą obsługę oraz gwarantują długą żywotność produktu. Stół sprostą wymaganiom każdej **sali operacyjnej**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia SC330 to nowoczesny **elektrohydrauliczny stół operacyjny** z możliwością dowolnej konfiguracji. **Stół operacyjny** wyposażony jest w modułowy blat, który został zaprojektowany tak, aby odpowiadał punktom artykulacji **ludzkiego ciała**.

Gwarantuje prawidłowe i bezpieczne ułożenie pacjenta podczas różnego typu **procedur chirurgicznych**. Regulowana wysokość stołu (w zakresie **650-1010 mm**) i opcjonalny przesuw wzdłużny dodatkowo ułatwiają wykorzystanie **ramienia C**.

Stół operacyjny Scandia SC330 posiada bardzo wysokie parametry nośności: maksymalne obciążenie wynosi aż **350 kg** i pozwala na wykonanie **wszelkich zabiegów bariatrycznych**.

Stołem operacyjnym można manewrować w dowolnym kierunku i bez wysiłku personelu dzięki unikatowemu na rynku **systemowi 3 podwójnych kół**. Posiada koło kierunkowe i silnik napędowy, zapewniające dodatkowy komfort przy transporcie stołu - (wyposażenie opcjonalne). Przemysłana konstrukcja gwarantuje wysoką **ergonomię podczas eksploatacji**, a **dwie baterie** o dużej pojemności umożliwiają **kilkudniową pracę**. Ze stołu można korzystać również podczas ładowania akumulatorów

Lojer Scandia SC330

Stoły operacyjne Scandia są produkowane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Finlandii, zgodnie z obowiązującymi światowymi normami. Certyfikacje **ISO 9001** oraz **ISO 13485** są gwarancją odpowiedzialnego działania Grupy **Lojer**. Każdy z naszych produktów, zanim trafi do Klienta, przechodzi kilka etapów kontroli. Ocenie podlegają także warunki transportu. Firma dokłada wszelkich starań, aby **stoły Lojer** spełniły nawet najbardziej wygórowane wymagania. Wszystkie produkty posiadają znak CE.

Cechy charakterystyczne:

- **System antykolizyjny** zapobiega uderzeniu blatu o podstawę lub podłogę,
- Lekkie i łatwo odłączane sekcje gwarantują wysoką ergonomię i komfort pracy dla całego **personelu medycznego**,
- Opcjonalny przesuw wzdłużny oraz przezierny blat zapewniają ponadprzeciętny dostęp dla **ramienia C**,
- Unikalna konstrukcja z trzema podwójnymi kołami,
- Bezprzewodowy pilot w **technologii bluetooth** (opcja),
- Możliwość wyboru materacy z **pianki viscoelastycznej** lub **poliuretanowych** - mocowane bez-rzepowo,
- Możliwość dopasowania **stołu** do wszelkich zabiegów na bloku operacyjnym: **Chirurgia otwarta, laparoscopia, ortopedia, urologia, ginekologia**, neurochirurgia, endoscopia, ENT, chirurgia plastyczna i inne.

Dane techniczne:

Regulacja wysokości blatu	650 - 1010 mm
Regulacja przychyłów wzdłużnych (Trendelenburg)	±30° lub +35°/-25°
Regulacja przechyłów bocznych	±20°
Przesuw wzdłużny blatu (opcja)	300 mm

Regulacja sekcji pleców	+70°/-35°
Regulacja sekcji nóg	+90°
Regulacja zagłówka	+37°/-58° oraz regulacja wysokości 135 mm
Wymiary blatu	550 mm (615mm z szynami bocznymi)
Bezpieczne obciążenie robocze	350 kg (w standardowej konfiguracji)

Konfiguracje stołów operacyjnych:

Model	Poglądowe zdjęcie
Stół operacyjny - urologiczny Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - ginekologiczny Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - ortopedyczny Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - do chirurgii kręgosłupa Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - neurochirurgiczny Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - do chirurgii naczyniowej Lojer Scandia SC330	
Stół operacyjny - bariatryczny Lojer Scandia SC330	

Prezentacja stołu operacyjnego Lojer Scandia SC330:

Informacje:

Model:

Lojer Scandia SC330 Stół operacyjny: Lojer Scandia SC330 - urologiczny , Lojer Scandia SC330 - ginekologiczny, Lojer Scandia SC330 - ortopedyczny, Lojer Scandia SC330 - chirurgia kręgosłupa, Lojer Scandia SC330 - neurochirurgiczny , Lojer Scandia SC330 - chirurgia naczyniowa, Lojer Scandia SC330 - bariatryczny