

Stół operacyjny Lojer Scandia SC440

Opis produktu:



Scandia SC440 Prime to wysokiej jakości **elektryczny stół operacyjny** do wszelkiego rodzaju operacji. Można go skonfigurować do wszystkich **standardowych procedur chirurgicznych**. Najnowocześniejsze technologie wykorzystane do stworzenia stołu przyspieszają i ułatwiają pracę na **sali operacyjnej**. Przykładem takiego rozwiązania jest m.in. poruszanie się kilku sekcji jednocześnie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lojer Scandia SC440

Scandia SC440 Prime to dowód na to, że **elegancki design** może być również praktyczny. **Elektryczny stół operacyjny** został starannie zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność i optymalną przestrzeń dla zespołu chirurgicznego. Konstrukcja podstawy stołu umożliwia **łatwe czyszczenie** i zachowanie **wysokiego poziomu higieny**. Szeroka gama akcesoriów do **Lojer Scandia SC440 Prime** gwarantują ułożenie Pacjenta w bezpiecznej i zgodnej anatomicznie pozycji. Stół posiada **cztery programowalne pozycje pamięci** i **pozycję zerową**.

Stoły operacyjne Scandia są produkowane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Finlandii, zgodnie z obowiązującymi światowymi normami. Certyfikacje **ISO 9001** oraz **ISO 13485** są gwarancją odpowiedzialnego działania **Grupy Lojer**. Każdy z naszych produktów, zanim trafi do Klienta, przechodzi kilka etapów kontroli. Ocenie podlegają także warunki transportu. Firma dokłada wszelkich starań, aby **stoły Lojer** spełniły nawet najbardziej wygórowane wymagania. Wszystkie produkty posiadają znak CE.

Cechy charakterystyczne:

- Możliwość dopasowania stołu do wszelkich zabiegów na **bloku operacyjnym: Chirurgia otwarta, laparoscopia, ortopedia, urologia, ginekologia, neurochirurgia, endoscopia, ENT, chirurgia plastyczna** i inne
- Lekkie i łatwo odłączane sekcje gwarantują wysoką ergonomię i komfort pracy dla całego **personelu medycznego**.
- Opcjonalny przesuw wzdłużny oraz przezierny blat zapewniają ponadprzeciętny dostęp dla **ramienia C**.
- Pilot z możliwością programowania własnych **pozycji pacjenta**
- Możliwość wyboru materacy z pianki **viscoelastycznej** lub **poliuretanowych** – mocowane bez-rzepowo

Dane techniczne:

Regulacja wysokości blatu	595 – 1005 mm
Regulacja przychyłów wzdłużnych (Trendelenburg)	+20°/-30°
Regulacja przechyłów bocznych	±20°
Przesuw wzdłużny blatu (opcja)	300 mm
Regulacja sekcji pleców	+70°/-10°
Regulacja sekcji nóg	+10°/-80°
Regulacja zagłówka	+37°/-58° oraz regulacja wysokości 135 mm
Wymiary blatu	550 mm (615mm z szynami bocznymi)
Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg (w standardowej konfiguracji)

Konfiguracje stołów operacyjnych:

Model	Poglądowe zdjęcie
Stół operacyjny - ortopedyczny Lojer Scandia SC440	
Stół operacyjny - urologiczny Lojer Scandia SC440	
Stół operacyjny - ginekologiczny Lojer Scandia SC440	
Stół operacyjny - do chirurgii kręgosłupa Lojer Scandia SC440	

Prezentacja stołu operacyjnego Lojer Scandia SC330:

Informacje:

Model:

Lojer Scandia SC440 Stół operacyjny : Lojer Scandia SC440 - ortopedyczny, Lojer Scandia SC440 - urologiczny, Lojer Scandia SC440 - ginekologiczny, Lojer Scandia SC440 - do chirurgii kręgosłupa