

Aparat do archiwizacji danych i obrazów medycznych MediCapture USB300

Opis produktu:

Urządzenie służące do archiwizacji obrazów medycznych na przenośnych dyskach USB. Wysoka rozdzielczość HD.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Medicapture 300

Cechy:

- Urządzenie do nagrywania filmów i zapisu obrazów na pamięci typu USB.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku USB o pojemności do 500 GB
- Zapis video w standardzie HD 720p/1080i/1080p oraz SD PAL/NTSC
- Rozdzielczość obrazów do 2048 x 1280 pikseli
- Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG., PNG i DICOM
- Zapis filmów w formacie MPEG 4, H.264
- Możliwość wpisywania danych pacjenta poprzez klawiaturę USB
- Sterowanie z głowki kamery
- Duży jasny kolorowy wyświetlacz
- Możliwość podłączenia do sieci komputerowej

Informacje:

Model: