

Pacific Hawaii - Stół do badań i zabiegów



Opis produktu:

Pacific Hawaii został zaprojektowany z myślą o najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić klientowi relaks i odpoczynek na najwyższym poziomie.

Pacific Hawaii wyróżnia się niezawodnością, wysoką estetyką wykonania oraz komfortem użytkowania. Cechuje się nowoczesnym wyglądem, co podkreśli prestiż Twojej praktyki oraz sprawi, że Twoi klienci poczują się wyjątkowo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pacific Hawaii - Stół do badań i zabiegów

Pacific Hawaii to stół do badań i zabiegów z nowoczesnym wyglądem. Posiada ergonomiczny kształt, który zapewnia komfort pracy terapeutce, natomiast szerokie leżysko zapewnia bezpieczeństwo i wygodę pacjenta podczas zabiegu.

Cechy charakterystyczne:

- 2- lub 4-sekcyjny stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota,
- regulacja sekcji zagłówek przy użyciu sprężyny gazowej,
- otwór na twarz pacjenta w zagłówku wraz z rogalem,
- stół wyposażony jest w składane podłokietniki opuszczane do 19 cm (wyłącznie w modelu 4-sekcyjnym),
- wysokiej jakości atestowana tapicerka o grubości 150 mm,
- pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga (15°)
- system jezdy - 2 wysuwane koła skrętne oraz 2 koła stałe (zamontowane z przodu stołu) - ułatwia transport stołu (od miejsca rozpakowania do miejsca przeznaczenia).

Stół pokryty jest wyjątkową tapicerką:

- odporną na rozciąganie,
- niezwykle miękką i aksamitną,
- łatwą w czyszczeniu,
- pokrytą powłoką Silverguard® z cząsteczkami nanosrebra przeciw grzybom oraz bakteriom,
- odporną na wiele płynów jak: alkohole, olejki, krew, mocz,
- odporną na niskie temperatury,
- odporną na promieniowanie UV,
- odporną na ścieranie.

Pacific Hawaii - dodatkowe wyposażenie

- **podgrzewana tapicerka** - **Pacific Hawaii** wyposażony jest w intuicyjny **panel podgrzewania**, który umożliwia wybór dwóch poziomów temperatury
- **oświetlenie LED** - umożliwia wybranie preferowanego koloru oświetlenia pasującego do wnętrza gabinetu
- **centralny mechanizm podnoszenia kół transportowych**

Pacific Hawaii jako leżanka kosmetyczna

Leżanka kosmetyczna Pacific Hawaii to podstawowy element gabinetów medycyny estetycznej, profesjonalnych studiów kosmetycznych oraz salonów SPA, dla których komfort klientów i doskonała jakość sprzętu są kluczowe. Leżanka kosmetyczna Pacific Hawaii nie tylko umożliwia przeprowadzanie różnorodnych zabiegów kosmetycznych, ale także zapewnia niezrównany komfort podczas masażu.

Dzięki innowacyjnemu elektrycznemu sterowaniu, regulowanie pozycji leżanki staje się niezwykle łatwe, co sprawia, że zarówno klient, jak i osoba przeprowadzająca zabieg, mogą dostosować ją do własnych preferencji. Klasyczny design leżanki oraz jej funkcjonalność sprawiają, że staje się ona nie tylko niezbędnym narzędziem pracy, ale także fantastycznym elementem nowoczesnie urządzonego gabinetu SPA.

Dane techniczne

Ilość sekcji	2 lub 4
--------------	---------

Regulacja wysokości(grubość tapicerki 150 mm) [cm]:	ok. 64-104
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	212 x 80
Waga [kg]:	130
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Zasilanie [V/Hz]:	220-240/50-60
Wyrób medyczny:	

Informacje:

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą pilota

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 2 kółka i 2 stopki

Rodzaje stołów: SPA & Wellness

Kategoria: Stoły Wellness & Spa

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy
Fiji Pacific: -, podgrzewane leżysko i oświetlenie LED

PACIFIC FIJI HAWAII: 2 - częściowy stół do zabiegów, 4 - częściowy stół do zabiegów