

Moduł do operacji barku do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

Moduł do operacji barku OT1030 firmy **Lojer** zapewnia optymalną pozycję pólśiedzącą dla pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Moduł do operacji barku OT1030

Cechy charakterystyczne:

- Łatwy do zamontowania w stole operacyjnym,
- Zapewnia optymalną pozycję póżsiedzącą dla pacjenta (beach chair),
- Regulowany hełm zapewnia bezpieczne pozycjonowanie pacjenta,
- W zestawie komfortowy materac VEF 75 mm
- Zalecane produkty SS1070, SS5070

Kompatybilne ze stołami operacyjnymi Scandia

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Akcesoria opcjonalne

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Moduły do rozbudowy stołów operacyjnych

Model: