

Sekcja nóg z funkcją split



Opis produktu:

Sekcja nóg z funkcją split OT5010 firmy **Lojer** pozwala na abdukcję 90° i regulację kątową w zakresie +26°/-90°

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sekcja nóg z funkcją split OT5010

Cechy charakterystyczne:

- funkcja split pozwala na abdukcje 90° i regulację kątową w zakresie +26°/-90°
- łatwe manewrowanie
- długość 690 mm
- wymagany materac OT5011
- zalecane produkty: SS5040

Kompatybilne ze stołami operacyjnymi Scandia

Ilość funkcji produktu

Akcesoria opcjonalne

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Moduły do rozbudowy stołów operacyjnych

Model:

Lojer akcesoria do stołów operacyjnych: -,
Materac VEF 75 mm do OT5010